


Stuff you
should *know*

Brochure
d'informations


Get connected

Connecter
votre anneau



1




2



3





Still need help? Toujours besoin d'aide?

Oura Ring Guide & FAQ
Guide de l'anneau Oura
Ring et FAQ



support.ouraring.com

Privacy Policy
Politique de
confidentialité



ouraring.com/privacy-policy

Warranty Disclaimer
Exclusion de garantie



ouraring.com/terms-and-conditions

At a glance

Aperçu rapide




24/7



100m



Sauna



Oura Ring 4 is designed for 24/7 use, and can be worn anywhere you go. Oura Ring is water-resistant up to 100 m / 328 ft.

Vous pouvez porter votre anneau Oura Ring 4 24h/24, 7j/7. Étanche jusqu'à 100 m, il est conçu pour vous accompagner partout.

Wear your Oura Ring with the sensors facing the palm of your hand.

Portez votre anneau Oura Ring de façon à ce que ses capteurs se trouvent du côté de la paume.



Clean your Oura Ring regularly with soap and water. Keep it dry to ensure good functionality and reduce potential skin irritation.

Nettoyez régulièrement votre anneau Oura Ring à l'eau savonneuse et gardez-le au sec pour garantir son bon fonctionnement et réduire tout risque d'irritation cutanée.



Questions? Refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) or contact support at support.ouraring.com. You can also contact us on your Oura App > Home > Help.

Vous avez des questions ? Consultez la Foire aux questions (FAQ) ou contactez l'équipe d'assistance à l'adresse support.ouraring.com/hc/fr. Vous pouvez également nous contacter à partir de l'application Oura > Accueil > Aide.

English

Thank you for choosing Oura Ring 4!

We want to do our best to support you on your health journey with Oura Ring. Here you'll find information about Oura Ring 4 and the Oura Ring charger. This booklet lists the technical details and safety information of Oura Ring. Please read through carefully to use Oura Ring safely and get the best experience with ÖURA.

General usage

Oura Ring 4 is designed for 24/7 usage, and can be worn during showers, saunas, baths, swimming, and snorkeling. **Oura Ring is water resistant to 100 m / 328 ft.**

△ Clean the ring regularly and keep it dry, to ensure good functionality and reduce potential skin irritation. You can clean the ring by wiping down with a damp cloth and drying the ring fully before using again.

△ Use the provided size-specific Oura Ring 4 charger and cable for charging.

△ **Oura Ring charger is not water resistant** and is intended for indoor use only. Do not use or store the charger in humid environments like bathrooms.

△ The Oura Ring may get scratched and can itself scratch softer materials (metal, jewelry or other objects) while using the ring in close contact.

Safety

Oura Ring is not a medical device, and is not intended to mitigate, prevent, treat, cure or diagnose any disease or condition. Always consult a physician regarding medical conditions. Always be sensitive to your body's responses and if you make any changes to your behavior based on data from your Oura Ring, you agree that you do so at your own risk.

△ **If you feel unexpected, repeated, or long-term pain, fatigue, or discomfort due to having made changes to your sleep or activity, consult a physician before continuing with such changes.**

△ **Ring surface materials are safe for skin contact (ISO 10993 standard). If you experience irritation on your skin due to the Oura Ring, remove the ring.** If symptoms persist after not using Oura Ring, please contact a physician.

△ Please be careful that the Oura Ring does not get caught on fixed structures or heavy objects.

△ **In cases of emergency or discomfort, or if you can't remove the Oura Ring yourself, seek immediate medical attention.**

△ **Keep Oura Ring away from children.** This product is not intended for individuals under the age of 18.

△ **Do not expose Oura Ring or the charger to heat, such as in a vehicle or directly in the sun. Do not charge Oura Ring in such an environment.**

△ **Do not attempt to open, cut or puncture the Oura Ring.**

△ **Avoid handling batteries, working on devices with machinery that contain batteries, or situations where there is a risk of electric shock.**

Product Information

→ **Operating temperature range** -10 – 54 °C / 14–129 °F

→ Red and green light-emitting diodes (LED) in the product are in the visible color range. They are safe for the wearer and other people nearby.

→ **Memory capacity** Recommended to sync Oura Ring data daily with Oura App. Oura Ring is capable of storing up to 2 weeks of data depending on the type and frequency of ring use.

→ **Battery** Rechargeable Li-ion battery.

→ **Battery life** Typically up to 8 days. Actual battery life depends on Oura Ring size, usage, Oura App settings, age, and many other factors.

→ **Charging time** Typically charges fully in 20-80 minutes, depending on the starting battery level

→ **Charging** at room temperature. Optimal charging temperature: min 18 °C / 65 °F - max 32 °C / 89 °F. Normal operation distance for Charger model OA12 is more than 20 cm (8 in) from the human body.

→ **Charger and power cord** USB Type-C connector in charger. Power cord type USB-C to USB-C. Use external 5Vdc power supply that complies with IEC 62368-1 standard.

→ **Oura charger complies** with IEC 62368-1 international safety standard for ICT and AV equipment.

→ **Connectivity** Bluetooth Low Energy

→ **Ring firmware updatability** Automatic firmware updates via Oura App

→ **Oura App availability** App Store, Google Play

→ **Oura App compatibility** See ouraring.com/compatibility

→ **Security** Encrypted Bluetooth communication used between Oura Ring and Oura App

→ **Dispose of Oura Ring** (and internal battery) in accordance with applicable local laws and regulations. Special handling may be required. The charger is an electronic device and local legislation for electronics recycling should be followed.

→ **Factory reset instructions** at support.ouraring.com to perform a factory reset before ring disposal.

Warranty Disclaimer: ouraring.com/terms-and-conditions

Support and FAQs

If you have questions about using your Oura Ring, Oura App, or our online services, please do not hesitate to contact us.

You'll find Frequently Asked Questions (FAQs) at support.ouraring.com.

You can contact Support at support@ouraring.com or on your Oura App: Home > Help.

You can access ÖURA privacy policies at ouraring.com/privacy-policy.

Français

Merci d'avoir choisi Oura Ring 4 !

Nous souhaitons avant tout vous accompagner dans votre parcours de santé avec l'anneau Oura Ring. Vous trouverez ci-dessous des informations sur Oura Ring 4 ainsi que sur son chargeur. Cette brochure présente les informations techniques et de sécurité de l'anneau Oura Ring. Veuillez les lire attentivement pour l'utiliser en toute sécurité et profiter au mieux de votre expérience avec OURA.

Utilisation générale

L'anneau Oura Ring 4 est conçu pour être utilisé 24 h/24, 7 j/7 et peut se porter pendant la douche, le sauna, le bain, la natation et la plongée avec tuba. Il est étanche jusqu'à 100 m.

△ Nettoyez régulièrement l'anneau et gardez-le au sec pour assurer son bon fonctionnement et réduire d'éventuelles irritations cutanées. Il se nettoie à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le complètement avant toute utilisation.

△ Pour charger l'anneau Oura Ring 4, utilisez le chargeur et le câble adaptés qui vous ont été fournis.

△ Le chargeur de l'anneau Oura Ring n'est pas étanche, il est destiné uniquement à un usage en intérieur. N'utilisez pas ou ne stockez pas le chargeur dans un environnement humide comme une salle de bain.

△ L'anneau Oura Ring peut se rayer et rayer des matériaux plus tendres (métal, bijoux ou autres objets) en cas de contact étroit.

Sécurité

L'anneau Oura Ring n'est pas un dispositif médical, et n'a pas pour but d'atténuer, de prévenir, de traiter, de guérir ou de diagnostiquer une quelconque maladie ou affection. Consultez toujours un médecin en cas de problème médical. Soyez toujours à l'écoute de votre corps et si vous modifiez vos habitudes en fonction des données de votre anneau Oura Ring, vous le faites à vos risques et périls.

△ Si vous ressentez une douleur, de la fatigue ou un inconfort inattendus, répétés ou durables en raison de changements apportés à votre sommeil ou à votre activité, consultez un médecin avant de poursuivre.

△ Les matériaux de surface de l'anneau sont sans danger pour la peau (norme ISO 10993). Si vous ressentez une irritation cutanée due à l'anneau Oura Ring, retirez-le. Si les symptômes persistent après avoir retiré l'anneau Oura Ring, consultez un médecin.

△ Veillez à ce que l'anneau Oura Ring ne s'accroche pas à des structures fixes ou des objets lourds.

△ En cas d'urgence ou d'inconfort, ou si vous ne pouvez pas enlever l'anneau Oura Ring vous-même, consultez immédiatement un médecin.

△ Gardez l'anneau Oura Ring hors de la portée des enfants. Ce produit est destiné aux personnes de plus de 18 ans.

△ N'exposez pas l'anneau Oura Ring ou le chargeur à la chaleur, comme dans un véhicule ou en plein soleil. Ne chargez pas l'anneau Oura Ring dans ces conditions.

△ N'essayez pas d'ouvrir, de découper ou de percer l'anneau Oura Ring.

△ Évitez de manipuler des batteries, de travailler sur des appareils qui contiennent une batterie ou de vous trouver dans une situation impliquant un risque de choc électrique.

Informations sur le produit

→ Plage de température de fonctionnement : -10 à 54 °C

→ Les diodes électroluminescentes (LED) rouges et vertes du produit se trouvent dans le spectre des couleurs visibles. Elles sont sans danger pour le porteur et les personnes à proximité.

→ Capacité de la mémoire : il est recommandé de synchroniser quotidiennement les données de l'anneau Oura Ring avec l'application Oura. L'anneau Oura Ring peut stocker jusqu'à 2 semaines de données en fonction du type et de la fréquence d'utilisation.

→ Batterie : batterie rechargeable LI-Ion.

→ Autonomie de la batterie : généralement jusqu'à 8 jours. L'autonomie réelle de la batterie dépend de la taille de l'anneau Oura Ring, de son utilisation, des paramètres de l'application Oura, de l'âge et bien d'autres facteurs.

→ Temps de charge : généralement de 20 à 80 minutes selon le niveau de charge de départ de l'anneau.

→ Charge à température ambiante. Température de charge optimale : min 18° C - max 32° C La distance de fonctionnement normale du chargeur OA12 doit être supérieure à 20 cm du corps humain.

→ Chargeur et cordon d'alimentation : connecter USB-C pour le chargeur. Cordon d'alimentation USB-C vers USB-C. Utilisez une alimentation externe 5V CUC conforme à la norme CEI 62368-1.

→ Le chargeur Oura est conforme à la norme de sécurité internationale EN/CEI 62368-1 pour les équipements TIC et AV.

→ Connectivité : Bluetooth faible consommation

→ Mise à jour du micrologiciel de l'anneau : mises à jour automatiques du micrologiciel via l'application Oura

→ Téléchargement de l'application Oura : App Store, Google Play

→ Compatibilité de l'application Oura : voir ouraring.com/compatibility

→ Sécurité : communication Bluetooth cryptée utilisée entre l'anneau Oura Ring et l'application Oura

→ Élimination de l'anneau Oura Ring (et de sa batterie interne) conformément aux lois et réglementations locales applicables. Un traitement spécial peut être nécessaire. Le chargeur est un appareil électronique et la législation locale concernant le recyclage des appareils électroniques doit être suivie.

→ Instructions de rétablissement de la configuration d'usine sur la page d'assistance ouraring.com/hc/fr pour rétablir la configuration d'usine de l'anneau avant élimination.

Exclusion de garantie : ouraring.com/terms-and-conditions

Assistance et FAQ

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre anneau Ora Ring, de l'application Ora ou des services en ligne, n'hésitez pas à nous contacter.

Vous trouverez les réponses aux questions fréquentes (FAQ) sur la page support.ouraring.com/hc/fr.

Vous pouvez contacter l'assistance sur la page support.ouraring.com/hc/fr ou via votre application Ora : Accueil > Aide.

Vous pouvez accéder à la politique de confidentialité d'ORA sur ouraring.com/privacy-policy.

Deutsch

Danke, dass du dich für Ora Ring 4 entschieden hast!

Wir möchten dich mit deinem Ora Ring in puncto Gesundheit bestmöglich unterstützen. In dieser Broschüre findest du Informationen zum Ora Ring 4 und dem Ora Ring-Ladegerät. Des Weiteren sind hier die technischen Daten und Sicherheitsinformationen zum Ora Ring aufgeführt. Bitte lies sie dir sorgfältig durch, damit du den Ora Ring sicher anwenden und deine Erfahrung mit ORA genießen kannst.

Allgemeine Anwendung

Ora Ring 4 kann rund um die Uhr getragen werden und muss auch beim Duschen, in der Sauna, beim Baden, Schwimmen oder Schnorcheln nicht abgelegt werden. **Der Ring ist bis zu 100 m wasserdicht.**

△ Reinige den Ring regelmäßig und halte ihn trocken, damit er seine volle Funktionsfähigkeit behält und das Risiko für Hautreizungen minimiert wird. Wische den Ring zum Reinigen mit einem feuchten Tuch ab und trockne ihn vor dem weiteren Tragen vollständig ab.

△ Verwende das mitgelieferte größen spezifische Ladegerät und Kabel zum Aufladen deines Ora Ring 4.

△ **Das Ladegerät ist nicht wasserdicht** und nur für den Innenbereich geeignet. Verwende oder lagere das Ladegerät nicht in feuchten Umgebungen wie z. B. einem Badezimmer.

△ Der Ora Ring kann zerkratzt werden und kann bei engem Kontakt seinerseits weichere Materialien (wie z. B. Metalle, Schmuck oder andere Gegenstände) zerkratzen.

Sicherheit

Der Ora Ring ist kein medizinisches Gerät und nicht für die Linderung, Vorbeugung, Behandlung, Heilung oder Diagnostizierung von Krankheiten oder Beschwerden vorgesehen. Suche bei Erkrankungen stets einen Arzt auf. Achte stets auf die Reaktionen deines Körpers und wenn du dein Verhalten aufgrund der Daten, die dir dein Ora Ring liefert, änderst, stimmst du zu, dass du dies auf eigenes Risiko tust.

△ Wenn du unerwartete, wiederholt auftretende oder lang anhaltende Schmerzen, Müdigkeit oder Beschwerden verspürst, weil du Änderungen an deinen Schlafgewohnheiten oder Aktivitäten vorgenommen hast, konsultiere einen Arzt oder eine Ärztin, bevor du diese Änderungen beibehältst.

△ Die Oberflächenmaterialien des Rings sind sicher für den Hautkontakt (ISO-Norm 10993). Solltest du aufgrund des Ora Rings eine Hautreizung feststellen, nimm den Ring ab. Sollten die Symptome anhalten, obwohl du den Ring nicht trägst, konsultiere einen Arzt oder eine Ärztin.

△ Bitte achte darauf, dass der Ora Ring nicht an feststehenden Konstruktionen oder schweren Gegenständen hängen bleibt.

△ Suche im Notfall oder bei Beschwerden, oder wenn du den Ora Ring nicht selbst abziehen kannst, unverzüglich einen Arzt oder eine Ärztin auf.

△ Halte den Ora Ring von Kindern fern. Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt.

△ Schütze den Ora Ring und das Ladegerät vor Hitze und lasse beides nicht in einem Auto oder in der Sonne liegen. Lade den Ora Ring nicht in einer solchen Umgebung auf.

△ Versuche nicht, den Ora Ring zu öffnen, zu zerschneiden oder zu durchstechen.

△ Vermeide den Umgang mit Batterien/Akkus sowie die Arbeit an Geräten und mit Maschinen, die Batterien/Akkus enthalten, oder Situationen, in denen das Risiko eines Elektroschocks besteht.

Produktinformation

→ **Betriebstemperaturbereich:** -10 bis +54 °C

→ Die im Produkt verwendeten roten und grünen Leuchtdioden (LED) liegen im sichtbaren Farbbereich. Sie sind sicher für den Benutzer und Personen in der Umgebung.

→ **Speicherkapazität:** Es wird empfohlen, die Daten des Rings täglich mit der Ora-App zu synchronisieren. Abhängig von der Art und Häufigkeit der Ringbenutzung kann der Ora Ring Daten von bis zu 2 Wochen speichern.

→ **Akku:** Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku.

→ **Akkulaufzeit:** In der Regel bis zu 8 Tage. Die Akkulaufzeit hängt von der Ringgröße des Ora-Rings, der Nutzung, den Einstellungen der Ora-App, dem Alter und vielen anderen Faktoren ab.

→ **Ladezeit:** typischerweise zwischen 20 und 80 Minuten, je nach Anfangsladestatus des Rings

→ **Aufladen:** bei Zimmertemperatur. Optimale Ladetemperatur: min. 18 °C bis max. 32 °C Die Vorgabe für die normale Betriebsdistanz vom menschlichen Körper beträgt für das Aufladegerät OA12 mehr als 20 cm.

→ **Ladegerät und Netzkabel:** USB-Typ-C-Anschluss im Ladegerät. Netzkabeltyp USB-C zu USB-C. Das Gerät ist für die Versorgung durch eine externe 5-V-Gleichstromquelle vorgesehen, die der Norm IEC 62368-1 entspricht.

→ **Das Ora- Ladegerät** entspricht der internationalen Sicherheitsnorm EN/IEC 62368-1 für IKT- und AV-Geräte.

→ **Konnektivität:** Bluetooth Low Energy

→ **Aktualisierbarkeit der Ring-Firmware:** Automatische Firmware-Aktualisierungen über die Ora-App

→ **Verfügbarkeit der Ora-App:** App Store, Google Play

→ **Kompatibilität der Ora-App:** Siehe ouraring.com/compatibility

→ **Sicherheit:** Zwischen dem Ring und der App wird verschlüsselt Bluetooth-Kommunikation verwendet.

→ **Entsorgung des Ora Rings** (und des internen Akkus) in Einklang mit den vor Ort geltenden Gesetzen und Bestimmungen. Gegebenenfalls ist eine besondere Handhabung erforderlich. Das Ladegerät ist ein elektronisches Gerät und die lokale Gesetzgebung in Bezug auf das Recycling von Elektronik muss befolgt werden.

→ Auf support.ouraring.com/hc/de findest du Anweisungen, wie der Ring vor der Entsorgung auf die **Werkseinstellungen** zurückgesetzt wird.

Haftungsausschluss: ouraring.com/terms-and-conditions

Support und häufig gestellte Fragen

Solltest du Fragen zur Verwendung deines Ora Rings, der Ora-App oder zu unseren Online-Diensten haben, setze dich gern mit uns in Verbindung.

Die Häufig gestellten Fragen (FAQ) findest du unter support.ouraring.com/hc/de.

Du kannst den Support über support.ouraring.com/hc/de kontaktieren oder in deine Ora-App gehen: Startseite > Hilfe.

Die Datenschutzzrichtlinie von ÖURA findest du unter ouraring.com/privacy-policy.

Suomi

Kiitos, että valitsit Ora Ring 4 -sormuksen!

Haluamme tukea sinua parhaamme mukaan matkallasi kohti parempaa terveyttä Ora Ringin avulla. Tässä lehtisessä on tietoa Ora Ring 4 -sormuksesta ja Ora Ring -sormuksen laaturista. Lisäksi se sisältää Ora Ringin tekniset tiedot ja turvallisuustiedot. Lue lehtinen huolellisesti varmistaksesi Ora Ringin turvallisen käytön ja saadaksesi kaiken irti ÖURA-kokemuksestasi.

Käyttö

Ora Ring 4 on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön, ja sitä voi käyttää suihkussa, saunassa, kylvyssä, uudessa ja snorklatessa. **Ora Ring on vedenkestävä** 100 metrin syvyyteen asti.

△ Puhdista sormus säännöllisesti ja pidä se kuivana toimivuuden varmistamiseksi ja mahdollisen ihoräsymyksen välttämiseksi. Voit puhdistaa sormuksen pyyhkimällä sen kostealla liinalla ja kuivaamalla sen huolellisesti ennen käytön jatkamista.

△ Lataa sormus pakkaukseen sisältyvä sormuksen koon mukaisella Ora Ring 4 -laturilla ja johdolla.

△ **Ora Ringin laturi ei ole vedenkestävä**, ja se on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä tätä säilytä laturia kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa.

△ Ora Ring voi naarmuuntua ja naarmuttaa sitä pehmeämpiä materiaaleja (metallia, koruja ja muita esineitä).

Turvallisuus

Ora Ring ei ole lääkinällinen laite, eikä sitä ole tarkoitettu terveydentilan tai sairauksien diagnosoimiseen, hoitamiseen, parantamiseen, tarkkailmiseen tai ehkäisemiseen. Ole aina yhteydessä lääkäriin, jos sinulla on kysyttävää terveystilastasi. Kuuntele aina kehoasi. Jos muutat käyttäytymistäsi Ora Ringin tuottaman datan perusteella, hyväksyt, että teet sen täysin omalla vastuullasi.

△ **Jos koet odottamatonta, toistuvaa tai pitkäkestoisia kipua, uupumusta tai epämukavuutta tehtyäsi muutoksia nukkumiseesi tai liikkumiseesi, keskeytä lääkäriin kanssa ennen kuin jatkat muuttuneiden elämäntapojen noudattamista.**

△ **Sormuksen pintamateriaalit ovat turvallisia ihokontaktissa (ISO 10993 -standardi).** Jos Ora Ring aiheuttaa sinulle ihoärsyytystä, poista sormus. Jos oireet jatkuvat Ora Ringin käytön lopettamisen jälkeen, hakeudu lääkäriin.

△ Noudata varovaisuutta, jotta Ora Ring ei tartu kiinni rakenteisiin tai raskaisiin esineisiin.

△ **Jos kyseessä on hätätilanne tai jos Ora Ring aiheuttaa kipua etkä pysty irrottamaan sitä itse, hakeudu välittömästi lääkäriin.**

△ **Säilytä Ora Ring lasten ulottumattomissa.** Tuotetta ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille.

△ **Älä altista Ora Ringiä tai laturia kuumuudelle esimerkiksi jättämällä sitä kuumaan autoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Älä lataa Ora Ringiä kuumassa ympäristössä.**

△ **Älä yritä avata tai leikata Ora Ringiä äläkä tee siihen reikä.**

△ **Vältä paristojen käsitelyä, työskentelyä paristoja sisältävien laitteiden parissa sekä tilanteita, joissa on sähköiskun vaara.**

Tekniset tiedot

→ **Käyttölämpötila:** -10 °C...+54 °C.

→ **Tuotteen punaisten ja vihreiden loistedioiden (LED) säilyen on näkyvän valon alueella. Ne ovat turvallisia käyttäjälle ja lähellä oleville henkilöille.**

→ **Muistikapasiteetti:** Ora Ringin tiedot kannattaa synkronoida Ora Appin kanssa päivittäin. Ora Ring voi tallentaa tiedot enintään 2 viikon ajalta riippuen sormuksen käyttötavasta ja käytön määrästä.

→ **Akku:** ladattava litiumioniakku.

→ **Akun kesto:** Yleensä enintään 8 vuorokautta. Akun todellinen kesto riippuu Ora Ringin koosta, käytöstä, Ora Appin asetuksista, iästä ja monista muista tekijöistä.

→ **Latausaika:** yleensä 20–80 minuuttia akun alkuvarauksen mukaan.

→ **Lataus:** Huonelämpötilassa. Optimaalinen latauslämpötila: +18 °C...+32 °C. Laturimallin OA12 normaali käyttöetäisyys ihmiskehosta on enemmän kuin 20 cm.

→ **Laturi ja virtajohto:** Laturissa on C-tyyppin USB-liitin. Virtajohdon tyyppi on USB-C-USB-C. Käytä 5 V:n tasavirtalähdettä, joka on IEC 62368-1 -standardin mukainen.

→ **Oura-laturi noudattaa kansainvälistä ICT- ja AV-laitteiden turvallisuutta** koskevaa IEC 62368-1 -standardia.

→ **Tiedonsiirtohyteys:** Bluetooth Low Energy.

→ **Sormuksen laiteohjelmistoin päivittäminen:** automaattiset päivitykset Oura Appin kautta.

→ **Oura Appin saatavuus:** App Store, Google Play.

→ **Oura Appin yhteensopivuus:** katso ouraring.com/compatibility

→ **Tietoturva:** salattu Bluetooth-tiedonsiirtohyteys Oura Ringin ja Oura Appin välillä.

→ **Hävittä Oura Ring** (akkuineen) soveltuvien paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Erityiskäsitellyä saatetaan edellyttää. Laturi on elektronikkalaitte, ja paikallista elektronikkalaitteiden kierrätystä koskevaa lainsäädäntöä on noudatettava.

→ **Katso ohjeet tehdasasetusten palauttamiseen** osoitteesta support.ouraring.com/hc/fi ennen sormuksen hävittämistä.

Takuun vastuuvapausilmoitus: ouraring.com/terms-and-conditions

Tuki ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Jos sinulla on kysyttävää Oura Ringin, Oura Appin tai verkkopalveluidemme käytöstä, otta meihin yhteyttä.

Voit lukea vastauksia yleisimpiin kysymyksiin osoitteessa support.ouraring.com/hc/fi.

Voit ottaa yhteyttä Oura-tukeen osoitteessa support.ouraring.com/hc/fi tai Oura Appin kautta: Koti > Tuki.

ÖURAN tietosuojaselosteet ovat luettavissa osoitteessa ouraring.com/privacy-policy.

Español

¡Gracias por elegir el anillo Oura Ring 4!

Queremos hacer todo lo posible por ayudarte en tu viaje personal hacia una mejor salud con tu anillo Oura Ring. Aquí encontrarás información sobre el anillo Oura Ring 4 y el cargador del anillo. Esta guía incluye datos técnicos e información de seguridad de tu anillo Oura Ring. Léela detenidamente para usar el anillo Oura Ring de una forma segura y disfrutar al máximo de la experiencia ÖURA.

Uso general

El anillo Oura Ring 4 está diseñado para un uso continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes utilizarlo mientras te duchas o te bañas, en la sauna, e incluso al nadar o practicar esnórquel. **El anillo Oura Ring es resistente al agua hasta los 100 metros de profundidad.**

△ Limpia el anillo regularmente y mantenlo seco para garantizar un funcionamiento correcto y reducir una posible irritación de la piel. Puedes limpiar el anillo con un paño mojado y secarlo completamente antes de volver a usarlo.

△ Usa el cargador y el cable proporcionados específicamente para la talla de tu anillo Oura Ring 4.

△ **El cargador del anillo Oura Ring no es resistente al agua y solo está indicado para su uso en interiores.** No uses ni almacenes el cargador en un entorno húmedo como un cuarto de baño.

△ El anillo Oura Ring puede rallarse o rallar otros materiales más suaves (metales, joyas u otros objetos) al usarlo en contacto con dichos materiales.

Seguridad

El anillo Oura Ring no es un dispositivo médico y no está pensado para mitigar, prevenir, tratar, curar ni diagnosticar dolencias ni enfermedades de ningún tipo. Consulta siempre a un médico ante cualquier duda que puedas tener sobre tu estado de salud. Presta atención siempre a cómo reacciona tu cuerpo y, en caso de realizar cambios en tu conducta en base a los datos de tu anillo Oura Ring, aceptas hacerlo por tu cuenta y riesgo.

△ **Si sientes dolor, fatiga o malestar de un modo inesperado, repetido o prolongado como consecuencia de haber cambiado tus hábitos de sueño o tus actividades, te recomendamos que consultes a un médico antes de continuar con dichos cambios.**

△ **Los materiales de la superficie del anillo son seguros para su uso en contacto con la piel (norma ISO 10993). Si sientes irritaciones en la piel causadas por el anillo Oura Ring, quítate el anillo.** Consulta con un médico si los síntomas persisten tras quítate el anillo Oura Ring.

△ Ten cuidado de que el anillo Oura Ring no se quede atrapado en estructuras fijas o bajo objetos pesados.

△ **En caso de emergencia o malestar, o si no puedes quítate el anillo Oura Ring tú mismo, acude al médico de inmediato.**

△ **Mantén el anillo Oura Ring fuera del alcance de los niños.** Este producto no está destinado a personas menores de 18 años.

△ **No expongas el anillo Oura Ring ni el cargador a fuentes de calor, por ejemplo, en el interior del coche o bajo el sol.** No cargues el anillo Oura Ring en estos entornos.

△ **No intentes abrir, cortar ni perforar el anillo Oura Ring.**

△ **Evita la manipulación de baterías, los trabajos con dispositivos o máquinas que contengan baterías, o situaciones en las que haya peligro de descarga eléctrica.**

Información del producto

→ **Rango de temperaturas de funcionamiento:** de -10 a 54 °C

→ Los LED rojo y verde utilizados en el anillo se encuentran dentro de la gama de colores visibles. Son seguros tanto para el usuario como para las personas que lo rodean.

→ **Capacidad de la memoria:** se recomienda sincronizar a diario los datos del anillo Oura Ring con la aplicación Oura. El anillo

Oura Ring puede almacenar hasta dos semanas de datos, dependiendo del tipo y la frecuencia de uso.

→ **Batería** recargable de polímero de litio.

→ **Autonomía de la batería** normalmente, hasta ocho días. La autonomía de la batería real depende del tamaño del anillo Oura Ring, su uso, los ajustes de la aplicación Oura, la antigüedad y otros factores.

→ **Tiempo de recarga** normalmente se carga completamente en 20-80 minutos, dependiendo de la carga existente en el anillo.

→ **Recarga** a temperatura ambiente. Temperatura de recarga óptima: de 18 a 32 °C La distancia de funcionamiento normal para el modelo de cargador OA12 es de más de 20 cm del cuerpo humano.

→ **Cargador y cable de alimentación:** conector USB tipo C en el cargador. Cable de alimentación USB tipo C a USB tipo C. Usa una fuente de energía externa de 5 Vcc que cumpla con la norma IEC 62368-1.

→ **El cargador Oura cumple** con la norma internacional de seguridad IEC 62368-1 para equipos TIC y AV.

→ **Conectividad:** Bluetooth de baja energía

→ **Actualizaciones del firmware del anillo:** automáticas a través de la aplicación Oura

→ **Disponibilidad de la aplicación Oura:** App Store y Google Play

→ **Compatibilidad de la aplicación Oura:** consulta ouraring.com/compatibility

→ **Seguridad:** conexión Bluetooth cifrada entre el anillo Oura Ring y la aplicación Oura

→ **Para desechar el anillo Oura Ring** (y su batería interna), respeta la legislación local en vigor. Puede que sea necesaria una manipulación especial. El cargador es un dispositivo electrónico contemplado en la legislación local relativa al reciclaje de productos electrónicos.

→ **Instrucciones para restablecimiento de fábrica** consulta support.ouraring.com/hc/es para realizar un restablecimiento de fábrica antes de desechar el anillo.

Exención de responsabilidad de la garantía: ouraring.com/terms-and-conditions

Ayuda y preguntas más frecuentes

Si tienes alguna pregunta sobre el uso del anillo Oura Ring, la aplicación Oura o cualquiera de nuestros servicios online, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Encontrarás las preguntas más frecuentes (FAQ) en support.ouraring.com/hc/es.

Puedes ponerte en contacto con el Servicio de atención al cliente a través de support.ouraring.com/hc/es o a través de la aplicación Oura: Inicio > Ayuda

Puedes consultar las políticas de privacidad de ÖURA en ouraring.com/privacy-policy

Italiano

Grazie per aver scelto l'anello Oura Ring 4!

Vogliamo fare del nostro meglio per supportarti nel tuo viaggio verso il benessere con l'anello Oura Ring. Di seguito troverai le informazioni sull'anello Oura Ring 4 e il relativo caricabatterie. Questo manuale elenca i dettagli tecnici e le informazioni sulla sicurezza dell'anello Oura Ring. Leggilo con attenzione in modo da utilizzare l'anello Oura Ring in tutta sicurezza e ottenere la migliore esperienza con ÖURA.

Uso generale

L'anello Oura Ring 4 è stato progettato per essere utilizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e può essere indossato durante la doccia, la sauna, il nuoto e lo snorkeling. **Oura Ring è resistente all'acqua** fino a 100 m.

△ Pulisci regolarmente l'anello e tienilo asciutto per garantirne il buon funzionamento e ridurre potenziali irritazioni della pelle. Puoi pulire l'anello utilizzando un panno inumidito e asciugando completamente l'anello prima dell'uso.

△ Per la ricarica, usa il caricabatterie e il cavo specifici dell'anello Oura Ring 4 in dotazione.

△ Il **caricabatterie dell'anello Oura Ring non è resistente all'acqua** ed è destinato esclusivamente all'uso in ambienti al chiuso. Non usare o riporre il caricabatterie in ambienti umidi come i bagni.

△ L'anello Oura Ring potrebbe graffiarsi e può graffiare materiali morbidi (metalli, gioielli o altri oggetti) se utilizzato a stretto contatto con essi.

Sicurezza

L'anello Oura Ring non è un dispositivo medico e non è destinato a ridurre, prevenire, trattare, curare o diagnosticare patologie o problemi di salute. Rivolgiti sempre a un medico in caso di problemi di salute. Presta sempre attenzione a come reagisce il tuo corpo e se decidi di regolare le tue abitudini in base ai dati del tuo anello Oura Ring, sii consapevole di farlo a tuo rischio e pericolo.

△ **In caso di dolore, affaticamento o fastidio imprevisto, ripetuto nel tempo o che si prolunga a seguito a cambiamenti delle tue routine riguardanti sonno o attività, rivolgiti a un medico prima di continuare.**

△ **I materiali della superficie dell'anello sono sicuri per il contatto con la pelle (standard ISO 10993).** In caso di irritazioni della pelle provocate dall'anello Oura Ring, rimuovi l'anello. Se i sintomi persistono dopo la rimozione dell'anello Oura Ring, rivolgiti a un medico.

△ Presta attenzione che l'anello Oura Ring non rimanga impiantato in strutture fisse o oggetti pesanti.

△ **In caso di emergenza o fastidio, o se non riesci a rimuovere l'anello Oura Ring autonomamente, consulta immediatamente un medico.**

△ **Tieni l'anello Oura Ring lontano dalla portata dei bambini.**

Questo prodotto non è destinato ai minori di 18 anni.

△ **Non esporre l'anello Oura Ring o il caricabatteria a calore, lasciandolo per esempio in un veicolo o sotto alla luce solare diretta. Non caricare l'anello Oura Ring in un ambiente del genere.**

△ **Non cercare di aprire, tagliare o forare l'anello Oura Ring.**

△ **Evita di manipolare batterie, lavorare su dispositivi con cavicchiari che contengono batterie o situazioni dove sussiste il rischio di folgorazione.**

Informazioni sul prodotto

→ **Intervallo della temperatura di esercizio:** -10 – 54°C

→ I diodi a emissione di luce (LED) rossi e verdi nel prodotto rientrano nella gamma di colori visibili. Sono sicuri per chi li indossa e per le altre persone nelle vicinanze.

→ **Capacità di memoria:** consigliata per sincronizzare quotidianamente i dati dell'anello Oura Ring con Oura App. L'anello Oura Ring è in grado di archiviare fino a 2 settimane di dati in base al tipo e alla frequenza d'uso dell'anello.

→ **Batteria:** batteria Li-ion ricaricabile.

→ **Durata della batteria:** normalmente fino a 8 giorni. La durata della batteria effettiva dipende dalla misura dell'anello Oura Ring, dall'uso, dalle impostazioni di Oura App e da molti altri fattori.

→ **Tempo di ricarica:** in genere 20-80 minuti a seconda del livello di carica iniziale

→ **Ricarica:** a temperatura ambiente. Temperatura di ricarica ottimale: min 18 °C - max 32 °C. La distanza operativa normale per il modello di caricabatteria OA12 è superiore a 20 cm (8 pollici) dal corpo umano.

→ **Caricabatteria e cavo di alimentazione:** connettore USB Tipo C nel caricabatteria. Cavo di alimentazione da USB-C a USB-C. Utilizza un alimentatore esterno da 5 V CC conforme allo standard IEC 62368-1.

→ **I caricabatteria Oura:** è conforme agli standard di sicurezza internazionali IEC 62368-1 per apparecchiature TIC e AV.

→ **Connettività:** Bluetooth Low Energy

→ **Aggiornabilità del firmware dell'anello:** aggiornamenti automatici del firmware tramite Oura App.

→ **Disponibilità di Oura App:** App Store, Google Play

→ **Compatibilità di Oura App:** vedere ouraring.com/compatibility

→ **Protezione:** comunicazione Bluetooth crittografata utilizzata tra l'anello Oura Ring e Oura App

→ **Smaltire l'anello Oura Ring (e la batteria interna)** in conformità con le leggi e i regolamenti locali vigenti. Potrebbe essere necessario un trattamento speciale. Il caricabatteria è un dispositivo elettronico ed è necessario attenersi alla legislazione locale per il riciclaggio dei componenti elettronici.

→ **Istruzioni per il ripristino alle impostazioni di fabbrica** all'indirizzo support.ouraring.com/hc/it per eseguire un ripristino di fabbrica prima dello smaltimento dell'anello.

Esclusione di garanzia: ouraring.com/terms-and-conditions

Supporto e domande frequenti

In caso di domande sull'uso dell'anello Oura Ring, Oura App e dei nostri servizi online, non esitare a contattarci.

Le Domande frequenti sono consultabili all'indirizzo support.ouraring.com/hc/it.

Puoi contattare l'assistenza all'indirizzo support.ouraring.com/hc/it o tramite Oura app: Home > Assistenza.

È possibile accedere alle Informativa sulla privacy di ÖURA all'indirizzo ouraring.com/privacy-policy.

Svenska

Tack för att du har valt Oura Ring 4!

Vi kommer att göra vårt bästa för att stötta dig på din hälsoreisa med Oura Ring. Här hittar du information om Oura Ring 4 och Oura-ringladdaren. Den här broschyren innehåller tekniska uppgifter och säkerhetsinformation om Oura Ring. Läs den noggrant så att du kan använda din Oura Ring på ett säkert sätt och få bästa möjliga upplevelse med ÖURA.

Användning

Oura Ring 4 är utformad för att användas dygnet runt och du kan bära den när du duschar,ostar, badar, simmar och snorklar. **Oura Ring är vattentät** till 100 meters djup.

△ Rengör ringen regelbundet och håll den torrt för att säkerställa att den fungerar bra och för att minska eventuell hudirritation. Du kan rengöra ringen genom att torka av den med en fuktig trasa och torka den helt torr innan du använder den igen.

△ Använd den medföljande storleksspecifika Oura Ring 4-laddaren och -kabeln vid laddning.

△ **Oura Ring-laddaren är inte vattentät** och är endast avsedd att användas inomhus. Förvara inte laddaren i fuktiga miljöer, till exempel badrum.

△ Oura Ring kan repas och kan själv orsaka repor på mjukare material (metall, smycken eller andra föremål) som ringen kommer i kontakt med.

Säkerhet

Oura Ring är inte medicinsk utrustning och den är inte avsedd att lindra, förhindra, behandla, bota eller diagnostisera någon sjukdom eller något medicinskt tillstånd. Rådfråga alltid en läkare om sjukdomar och hälsotillstånd. Var alltid uppmärksam på din kropps reaktioner och om du ändrar ditt beteende baserat på data från din Oura Ring gör du det helt och hållet på egen risk.

△ **Om du upplever oväntade, upprepad eller långvariga smärtor, trötthetskänslor eller problem på grund av förändringar av din sömn eller dina aktiviteter rekommenderar vi att du uppsöker en läkare innan du fortsätter med förändringarna i fråga.**

△ Ringens ytmaterial är säkra vad gäller hudkontakt (ISO 10993-standarden). Ta av dig din Oura Ring om du upplever hudirritation på grund av den. Kontakta läkare om symtomen kvarstår efter att du har slutat använda din Oura Ring.

△ Var försiktig så att du inte använder inte fastna i fasta strukturer eller tunga föremål.

△ Uppsök omedelbart sjukvården i händelse av nödfall, om du upplever obehag eller om du inte kan ta av dig din Oura Ring själv.

△ Förvara din Oura Ring utom räckhåll för barn. Produkten är inte avsedd att användas av personer under 18 år.

△ Utsätt inte din Oura Ring eller laddaren för värme, till exempel i det fordon eller i direkt solljus. Ladda inte din Oura Ring i sådana miljöer.

△ Försök inte att öppna, kapa eller punktera din Oura Ring.

△ Undvik att hantera batterier, att arbeta med maskiner som innehåller batterier eller situationer där det finns risk för elstötter.

Produktinformation

→ **Intervall för drifttemperatur:** -10 °C till +54 °C

→ De röda och gröna lysdioder (LED) som används i produkten är inom det synliga färgspektrumet. De är säkra att använda för den som bär ringen och för personer runt omkring.

→ **Minneskapacitet:** Vi rekommenderar att Oura Ring synkas dagligen med Oura-appen. Oura Ring kan lagra upp till 2 veckas data beroende på typ av ring och hur ofta du använder den.

→ **Batteri:** Uppladdningsbart litiumjonbatteri.

→ **Batteritid:** Vanligtvis upp till 8 dagar. Faktisk batteritid beror på storleken på Oura Ring, hur den används, inställningar i Oura-appen, ålder och många andra faktorer.

→ **Laddningstid:** Blir vanligtvis fulladdad på 20–80 minuter, beroende på batterinivån vid start

→ **Laddning:** I rumstemperatur. Optimal laddningstemperatur: minst 18 °C till max 32 °C. Normalt användningsavstånd för laddarmodellen OA12 är mer än 20 cm från människokroppen.

→ **Laddare och strömkabel:** USB Type-C-kontakt i laddaren. Strömkabel USB-C till USB-C. Använd extern 5VDC-strömkälla som uppfyller kraven i standarden SS-EN IEC 62368-1.

→ **Oura-laddaren uppfyller:** Den internationella säkerhetsstandard- den SS-EN IEC 62368-1 för IT- och multimedietrustning.

→ **Anslutning:** Bluetooth Low Energy

→ **Uppdatering av ringens fasta programvara:** Automatisk uppdatering av ringens fasta programvara via Oura-appen

→ **Oura-appen finns tillgänglig via:** App Store och Google Play

→ **Oura-appens kompatibilitet:** Se ouraring.com/compatibility

→ **Säkerhet:** Krypterad Bluetooth-kommunikation används mellan Oura Ring och Oura-appen

→ **Kassera Oura Ring** (och det inbyggda batteriet) i enlighet med tillämpliga lokala lagar och regler. Särskild hantering kan krävas.

Laddaren är en elektronisk enhet och lokal lagstiftning för återvinning av elektronisk utrustning ska följas.

→ **Instruktioner för fabriksåterställning:** Finns på support. ouraring.com/hc/sv så att du kan fabriksåterställa ringen innan den kasseras.

Garantifriskrivning: ouraring.com/terms-and-conditions

Support och vanliga frågor och svar

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om hur du använder din Oura Ring, Oura-appen eller våra onlinetjänster.

Du hittar Vanliga frågor och svar på support.ouraring.com/hc/sv.

Du kan kontakta support på support.ouraring.com/hc/sv eller via Oura-appen: Hem > Hjälp.

Du hittar ÓURAs integritetspolicy på ouraring.com/privacy-policy.

Česky

Děkujeme, že jste si vybrali Oura Ring 4!

Chceme udělat vše pro to, abychom vás co nejlépe povzbudili na vaší cestě ke zdraví s prstenem Oura Ring. Zde najdete informace o prstenu Oura Ring 4 a nabíječce Oura Ring. V této brožurě naleznete technické údaje a informace o bezpečnosti prstenu Oura Ring. Pečlivě si ji proto přečtěte, abyste mohli prsten Oura Ring používat bezpečně a dosáhnout maximální spokojenosti se značkou ÓURA.

Používání

Prsten Oura Ring 4 je navržen pro nepřetržitě používání a lze jej nosit i během sprchování, saunování, koupání, plavání a šnorchlování. **Prsten Oura Ring je vodotěsný do 100 m.**

△ Prsten pravidelně čistěte a udržujte jej v suchu – zajistíte tak jeho správnou funkci a omezíte případné podráždění pokožky. Prsten můžete očistit vlnkým hadříkem a před dalším použitím jej zcela osušíte.

△ K nabíjení použijte dodanou nabíječku a kabel, určené pro konkrétní velikost prstenu Oura Ring 4.

△ **Nabíječka Oura Ring není voděodolná** a je určena pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte ani neskladujte nabíječku ve vlhkém prostředí, například v koupelně.

△ Prsten Oura Ring se může poškodit nebo sám může způsobit škrábance na měkkých materiálech (kov, šperky nebo jiné předměty), je-li používán v bezprostředním kontaktu.

Bezpečnost

Prsten Oura Ring není zdravotnický prostředek a není určen ke zmírnění, prevenci, léčbě, ošetření nebo diagnostice jakéhokoli onemocnění nebo zdravotních potíží. Svůj zdravotní stav vždy konzultujte s lékařem. Vždy vimizejte reakce svého těla, a pokud na základě údajů z prstenu Oura Ring učiníte jakékoli změny ve svém jednání, souhlasíte s tím, že tak činíte na vlastní nebezpečí.

⚠ **Pocitíte-li neočekávanou, opakovanou nebo dlouhodobou bolest, únavu či diskomfort v důsledku změn vykonaných ve spánkovém režimu nebo aktivitě, poraďte se nejprve se svým lékařem, než budete v těchto změnách pokračovat.**

⚠ **Materiály povrchu prstenu jsou bezpečné pro styk s pokožkou (dle normy ISO 10993). Vyskytne-li se na vaší pokožce podrážnění způsobené prstenem Oura Ring, prsten sundejte. Pokud příznaky přetrvávají i po ukončení nošení prstenu Oura Ring, vyhledejte lékaře.**

⚠ **Buďte opatrní, abyste prstenem Oura Ring nezachytili o pevné konstrukce nebo těžké předměty.**

⚠ **V naléhavých případech nebo při nepřijemných pocitech nebo když si prsten Oura Ring nemůžete sejmout sami, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**

⚠ **Uchovávejte prsten Oura Ring mimo dosah dětí.** Tento výrobek není určen pro osoby mladší 18 let.

⚠ **Nevystavujte prsten Oura Ring ani nabíječku působení tepla, například ve vozidle nebo na přímém slunci. V takovém prostředí prsten Oura Ring nenabíjeje.**

⚠ **Nepokoušejte se prsten Oura Ring otevřít, rozříznout nebo propíchnout.**

⚠ **Vyhýbejte se zacházení s bateriemi, práci na zařízeních, která obsahují baterie, nebo situacím, kdy hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

Informace o výrobku

→ **Rozsah provozních teplot** –10 až 54 °C

→ **Červené a zelené diody (LED)** ve výrobku vyzařují světlo ve viditelném barevném rozsahu. Jsou bezpečné pro uživatele i ostatní osoby v jejich blízkosti.

→ **Kapacita paměti:** Doporučujeme denně synchronizovat data prstenu Oura Ring s aplikací Oura. Prsten Oura Ring je schopen uchovávat data až 2 týdny, v závislosti na typu a frekvenci jeho používání.

→ **Baterie:** Dobjíjí Li-Ion baterie.

→ **Výdrž baterie:** Obvykle až 8 dní. Skutečná výdrž baterie závisí na velikosti prstenu Oura Ring, používání, nastavení aplikace Oura, věku a mnoha dalších faktorech.

→ **Doba nabíjení:** do úplného nabíjení obvykle 20 až 80 minut v závislosti na počáteční úrovni nabití baterie

→ **Nabíjení:** při pokojové teplotě. Optimální teplota nabíjení: min. 18 °C – max. 32 °C Normální provozní vzdálenost nabíječky modelu OAT2 je více než 20 cm od lidského těla.

→ **Nabíječka a napájecí kabel.** Konektor USB typu C v nabíječce. Napájecí kabel typu USB-C na USB-C. Používejte zdroj napájení 5 V DC, který splňuje požadavky normy IEC 62368-1.

→ **Nabíječka Oura splňuje požadavky** mezinárodní bezpečnostní normy IEC 62368-1 pro zařízení audio/video, informační a komunikační technologie.

→ **Konektivita:** Bluetooth Low Energy

→ **Firmware prstenu lze aktualizovat:** Automatické aktualizace firmwaru prostřednictvím aplikace Oura

→ **Dostupnost aplikace Oura:** App Store, Google Play

→ **Kompatibilita s aplikací Oura:** ouraring.com/compatibility
→ **Bezpečnost:** Používá se šifrovaná komunikace Bluetooth mezi prstenem Oura Ring a aplikací

→ **Prsten Oura Ring zlikvidujte** (včetně vnitřní baterie) v souladu s platnými místními zákony a předpisy. Může být vyžadováno zvláštní zacházení. Nabíječka je elektronické zařízení a je třeba dodržovat místní právní předpisy upravující recyklaci elektroniky.

→ **Obnovení továrního nastavení** – před likvidací prstenu si přečtěte příslušné pokyny na webu support.ouraring.com.

Vyloučení odpovědnosti ze záruky: ouraring.com/terms-and-conditions

Podpora a nejčastější dotazy (FAQ)

V případě dotazů ohledně používání prstenu Oura Ring, aplikace Oura nebo našich online služeb se na nás neváhejte obrátit.

Odpovědi na nejčastější dotazy (FAQ) naleznete na adrese support.ouraring.com.

Naši podporu můžete kontaktovat na adrese support.ouraring.com nebo v aplikaci Oura: Home (Domovská stránka) > Help (Nápověda).

Zásady ochrany osobních údajů společnosti ŌURA naleznete na adrese ouraring.com/privacy-policy.

Polski

Dziękujemy za wybranie pierścionka Oura Ring!

Pragniemy jak najlepiej wspierać Państwa w dbaniu o zdrowie dzięki Oura Ring. Znajdź tu Państwo informacje na temat pierścionka Oura Ring i Ładowarki Oura Ring. Broszura ta zawiera informacje techniczne i dotyczące bezpieczeństwa Oura Ring. Proszę przeczytać ją uważnie, aby bezpiecznie korzystać z Oura Ring i osiągnąć najlepsze rezultaty dzięki ŌURA.

Ogólne zasady korzystania

Pierścionek Oura Ring 4 opracowano z myślą o korzystaniu 24/7 i można go nosić pod prysznicem, w saunie, w kąpiele, podczas pływania i snorkelingu. **Oura Ring zapewnia wodoodporność do 100 m/328 stóp.**

⚠ Należy regularnie czyścić pierścionek i wycierać go do sucha, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i zmniejszyć potencjał podrażnień skóry. Pierścionek można czyścić przeczyszczać go zwilżoną ściereczką; należy całkowicie wysuszyć go przed kolejnym użyciem.

⚠ Do ładowania należy używać dostarczonej odpowiednich rozmiarów ładowarki pierścionka Oura Ring 4 z kablem.

⚠ **Ładowarka pierścionka Oura Ring nie jest wodoodporna i jest przeznaczona do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.**

tych. Nie używać ani nie przechowywać ładowarki w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.

⚠ Oura Ring może ulec zadrapaniu i sam może zadrapać delikatniejsze materiały (metal, biżuterię albo inne przedmioty) jeśli jest z nimi w bliskim kontakcie.

Bezpieczeństwo

Oura Ring nie jest wyborem medycznym i nie jest przeznaczony do łagodzenia objawów żadnych chorób ani schorzeń, zapobiegania im, leczenia, eliminowania ani diagnozowania ich. Stan zdrowia należy zawsze konsultować z lekarzem. Zawsze należy zwracać uwagę na reakcje organizmu i jeżeli użytkownik zmienia zachowanie na podstawie danych z Oura Ring, robi to na własne ryzyko.

⚠ **W przypadku odczuwania niespodziewanego, powtarzającego się albo długotrwałego bólu, zmęczenia albo dyskomfortu ze względu na wprowadzanie zmiany związane z snem albo aktywnością, należy skonsultować się z lekarzem przed dalszym wprowadzaniem zmian.**

⚠ **Materiały powierzchniowe pierścionka są bezpieczne w kontakcie ze skórą (norma ISO 10993).** W przypadku podrażnienia skóry przez Oura Ring należy go zdjąć. Jeżeli objawy nie ustępują po zaprzestaniu korzystania z Oura Ring, należy skontaktować się z lekarzem.

⚠ Należy uważać, aby Oura Ring nie zaczęli się o elementy stałe albo ciężkie przedmioty.

⚠ **W przypadkach nagłych albo w przypadku dyskomfortu, albo gdy nie można samodzielnie zdjąć pierścionek Oura Ring należy niezwłocznie skorzystać z opieki medycznej.**

⚠ **Przechowywać Oura Ring poza zasięgiem dzieci.** Produkt ten nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18. roku życia.

⚠ **Nie należy wystawiać pierścionka Oura Ring ani ładowarki na działanie gorąca, na przykład w pojeździe albo bezpośrednio na słońcu.** Nie ładować pierścionka Oura Ring w takim środowisku.

⚠ **Nie próbować otwierać, przecinać ani nakławać pierścionka Oura Ring.**

⚠ **Unikać dotykania baterii, pracy z urządzeniami zawierającymi baterie albo sytuacji, w których występuje ryzyko porażenia prądem.**

Informacje o produkcie

→ **Zakres temperatury operacyjnej** -10–54°C/14–129°F

→ Czerwone i zielone światło (LED) emitowane przez diody w produkcie znajduje się w zakresie koloru widzialnego. Jest bezpieczne dla użytkownika i innych osób znajdujących się w pobliżu.

→ **Pamięć** Zaleca się codzienną synchronizację danych z pierścionką Oura Ring z aplikacją Oura. Oura Ring może przechowywać dane z maksymalnie dwóch tygodni, w zależności od rodzaju i częstotliwości używania pierścionka.

→ **Akumulator** Akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania.

→ **Żywotność akumulatora** Zazwyczaj do 8 dni. Faktyczna żywotność akumulatora zależy od rozmiaru pierścionka Oura Ring, ustawień aplikacji Oura, wieku i wielu innych czynników.

→ **Czas ładowania** Zazwyczaj pełne naładowanie trwa 20–80 minut, w zależności od początkowego stanu naładowania

→ **Ładować** w temperaturze pokojowej. Optymalna temperatura ładowania: min. 18°C/65°F – maks. 32°C/89°F. Normalna odległość operacyjna dla modułu ładowarki OA12 wynosi ponad 20 cm (8 cali) od ludzkiego ciała.

→ **Ładowarka i kabel zasilający** Typ złącza USB-C w ładowarce. Rodzaj kabla zasilającego – USB-C do USB-C. Należy korzystać z zewnętrznego źródła zasilania 5 Vdc zgodnego z normą IEC 62368-1.

→ **Ładowarka Oura jest zgodna** z międzynarodową normą bezpieczeństwa EN/IEC 62368-1 dla sprzętu ICT i AV.

→ **Łączność** Bluetooth Low Energy

→ **Aktualizacje oprogramowania układowego pierścionka** Automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego za pośrednictwem aplikacji Oura

→ **Dostępność aplikacji** Oura App Store, Google Play

→ **Kompatybilność aplikacji Oura** Zob. ouraring.com/compatibility

→ **Bezpieczeństwo** Komunikacja Bluetooth pomiędzy pierścionkiem Oura Ring a aplikacją Oura jest zaszyfrowana

→ **Użyłycia pierścionka Oura Ring** (oraz akumulatora wewnętrznego) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. Może wymagać specjalnego traktowania. Ładowarka to urządzenie elektroniczne i należy przestrzegać przepisów prawa miejscowego dotyczących recyklingu urządzeń elektronicznych.

→ **Instrukcje przywracania ustawień fabrycznych** pod adresem support.ouraring.com wskazują jak przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych przed użyciem.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji: ouraring.com/terms-and-conditions

Pomoc i często zadawane pytania

W przypadku pytań dotyczących korzystania z pierścionka Oura Ring, aplikacji Oura albo naszych usług online proszę skontaktować się z nami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) można znaleźć pod adresem support.ouraring.com.

Z Działem Pomocy Technicznej można się skontaktować pod adresem support.ouraring.com albo w aplikacji Oura: Home (Strona główna) > Help (Pomoc).

Polityki prywatności OURA można znaleźć pod adresem ouraring.com/privacy-policy.

Português

Obrigado por ter escolhido o Oura Ring 4!

Queremos fazer o nosso melhor para apoiar na sua jornada de saúde com o Oura Ring. Aqui encontrará informações sobre o Oura Ring 4 e o carregador Oura Ring. Este folheto apresenta os pormenores técnicos e as informações de segurança do Oura Ring. Leia atentamente para utilizar o Oura Ring em segurança e obter a melhor experiência com a OURA.

Utilização geral

O Oura Ring 4 foi concebido para ser utilizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pode ser usado durante os duchos, saunas, banhos, natação e mergulho. **O Oura Ring é resistente à água até 100 m / 328 pés.**

△ Limpe o anel Oura Ring regularmente e mantenha-o seco, para garantir uma boa funcionalidade e reduzir potenciais irritações cutâneas. Pode limpar o anel Oura Ring passando um pano húmido e secando-o completamente antes de o voltar a utilizar.

△ Utilize o carregador e o cabo Oura Ring 4 de tamanho específico fornecidos para o carregamento.

△ **O carregador Oura Ring não é resistente à água** e destina-se apenas a utilização em interiores. Não utilize ou guarde o carregador em ambientes húmidos, como casas de banho.

△ O anel Oura Ring pode ficar riscado e pode ele próprio riscar materiais mais macios (metal, joias ou outros objetos) ao utilizar o anel em contacto próximo.

Segurança

O Oura Ring não é um dispositivo médico e não se destina a mitigar, prevenir, tratar, curar ou diagnosticar qualquer doença ou condição. Consultar sempre um médico relativamente a problemas de saúde. Seja sempre sensível às reações do seu corpo e se fizer quaisquer alterações ao seu comportamento com base nos dados do seu Oura Ring, concorda que o faz por sua conta e risco.

△ Se sentir dores, fadiga ou desconforto inesperados, repetidos ou de longa duração devido a alterações no seu sono ou atividade, consulte um médico antes de prosseguir com essas alterações.

△ Os materiais da superfície do anel Oura Ring são seguros para o contacto com a pele (norma ISO 10993). **Se sentir irritação na sua pele devido ao Oura Ring, retire o anel.** Se os sintomas persistirem depois de não utilizar o Oura Ring, contacte um médico.

△ Tenha cuidado para que o anel Oura Ring não fique preso em estruturas fixas ou objetos pesados.

△ Em caso de emergência ou desconforto, ou se não conseguir remover o Oura Ring sozinho, procure assistência médica imediata.

△ Manter o Oura Ring afastado das crianças. Este produto não se destina a pessoas com menos de 18 anos.

△ Não exponha o Oura Ring ou o carregador ao calor, por exemplo, num veículo ou diretamente ao sol. Não carregue o Oura Ring num ambiente deste tipo.

△ Não tentar abrir, cortar ou perfurar o Oura Ring.

△ Evite manusear baterias, trabalhar em dispositivos com máquinas que contenham baterias ou situações em que haja risco de choque elétrico.

Informações sobre o produto

→ **Gama de temperaturas de funcionamento** -10 - 54 °C / 14-129 °F

→ Os diodos emissores de luz (LED) vermelhos e verdes do produto estão na gama de cores visíveis. São seguros para o utilizador e para as pessoas que se encontram nas proximidades.

→ **Capacidade de memória** Recomenda-se a sincronização diária dos dados do Oura Ring com a aplicação Oura. O Oura Ring é capaz de armazenar até 2 semanas de dados, dependendo do tipo de frequência de utilização do anel.

→ **Bateria** Bateria de ião-lítio recarregável.

→ **Duração da bateria** Normalmente, até 8 dias. A duração real da bateria depende do tamanho do Oura Ring, da utilização, das definições da aplicação Oura, da idade e de muitos outros fatores.

→ **Tempo de carga:** Normalmente entre 20 a 80 minutos, dependendo do nível de carga ao iniciar o carregamento

→ **Carregamento** à temperatura ambiente. Temperatura ideal de carregamento: min. 18 °C / 65 °F - máx. 32 °C / 89 °F. A distância normal de funcionamento do carregador modelo OA12 é superior a 20 cm (8 in) a partir do corpo humano.

→ **Carregador e cabo de alimentação** Conector USB Tipo-C no carregador. Cabo de alimentação do tipo USB-C para USB-C. Utilize uma fonte de alimentação externa de 5Vdc que cumpra a norma IEC 62368-1.

→ **O carregador Oura está em conformidade** com a norma internacional de segurança IEC 62368-1 para equipamento ICT e AV.

→ **Conectividade** Bluetooth Low Energy

→ **Capacidade de atualização do firmware do anel Oura Ring** Atualizações automáticas do firmware através da aplicação Oura

→ **Disponibilidade da aplicação Oura** App Store, Google Play

→ **Compatibilidade da aplicação Oura** Ver ouraring.com/compatibility

→ **Segurança** Comunicação Bluetooth encriptada utilizada entre o Oura Ring e a aplicação Oura

→ **Eliminar o Oura Ring** (e a bateria interna) de acordo com as leis e regulamentos locais aplicáveis. Poderá ser necessário um manuseamento especial. O carregador é um dispositivo eletrónico e a legislação local relativa à reciclagem de produtos eletrónicos deve ser respeitada.

→ **Instruções de reposição de fábrica** em support.ouraring.com para efetuar uma reposição de fábrica antes da eliminação do anel Oura Ring.

Isenção de responsabilidade da garantia: ouraring.com/terms-and-conditions

Suporte e Perguntas Frequentes

Se tiver dúvidas sobre a utilização do seu anel Oura Ring, da aplicação Oura ou dos nossos serviços online, não hesite em contactar-nos.

Encontrará Perguntas Frequentes (FAQs) em support.ouraring.com.

Podé contactar o Suporte em support.ouraring.com ou na sua aplicação Oura: Página Home > Help.

Podé aceder às políticas de privacidade da ÕURA em ouraring.com/privacy-policy.

日本語

この度は、Oura Ring 4をお買い上げいただき、ありがとうございます。

Oura Ringとともに歩む健康の旅を、全力でサポートいたします。こちらでは、Oura Ring 4およびOura Ring充電器に関する情報を確認いただけます。本冊子には、Oura Ringの技術の詳細と、安全に関する情報が記載されています。Oura Ringを安全に使用するために内容をよくお読みになり、ÕURAでの素晴らしい体験をお楽しみください。

一般的な使用方法

Oura Ring 4は、毎日24時間の使用、またシャワー、サウナ、入浴、スイミング、シミュネーションの際にも着用できるように設計されています。Oura Ringは100m/328ftの防水性を備えています。

ÕURA Ringの良好な機能を保証し、皮膚への刺激になる可能性を抑えるため、Oura Ringは定期的に洗浄し、乾いた状態を保つようにしてください。Oura Ringは遅らせた布で拭き、完全に乾かしから着用してください。

ÕURA充電をする際は、付属のサイズ専用のOura Ring 4充電器とケーブルをお使いください。

ÕURA Ringの充電器は耐水仕様ではなく、屋内のみでの使用を目的としています。充電器を、湿度の高い環境（浴室など）では使用、保管しないでください。

ÕURA Ringは傷が付いたり、使用中にOura Ringより柔らかいもの（金属、ジュエリー、その他の物品）を密着させると傷をつける可能性があります。

安全情報

Oura Ringは医療機器ではありません。また病気や健康状態を緩和、予防、治療、診断することを目的としません。病状に関しては、必ず医師の診察を受けてください。健康状態に関しては、必ず医師にご相談ください。また、Oura Ringのデータに基づいて行動様式を変えな場合には、ご自身の責任において行うことに同意するものとします。

ÕURA睡眠やアクティビティを変更したことに伴い、予期しない、繰り返しの、または長期的な痛みや疲労感、不快感がある場合には、そのような変更を続ける前に、医師に相談してください。

ÕURA Ringの表面は、皮膚と接触しても安全な材質です（ISO 10993規格）。Oura Ringを原因として皮膚が炎症を起こした場合に、Oura Ringを外してください。Oura Ringの使用を中止しても症状が続く場合には、医師にご相談ください。

ÕURA Ringが固定された物や重い物に引っかかることがないようにご注意ください。

ÕURA緊急時や、不快感がある場合、または自分でOura Ringを外せない場合には、直ちに医師にご相談ください。

ÕURA Ringは子供の手の届かない所に保管してください。本品は18歳未満の方を対象としていません。

ÕURA Ringや充電器を、車内や直射日光が当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。また、そのような環境下でOura Ringを充電しないでください。

ÕURA Ringを開いたり、切断したり、また穴を開けたりしないでください。

ÕURAバッテリーを操作したり、電池を搭載した機械のデバイスの上や感電の危険がある状況で作業したりすることは避けてください。

製品情報

→動作温度範囲:-10~54°C/14~129°F

→本製品に使用されている赤と緑の発光ダイオード(LED)は、可視光の範囲です。着用者にも、周囲にいる人にも安全です。

→メモリ容量:毎日、Oura RingのデータをOuraアプリと同期することが推奨されます。Oura Ringは、種類と使用頻度に応じて、最大2週間分のデータを保存可能です。

→バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー。

→バッテリー寿命:通常、最長8日間。実際のバッテリー持続時間はOura Ringのサイズ、使用、Ouraアプリの設定、年齢、その他の要因に応じて異なります。

→充電時間:Oura Ringの充電開始レベルに応じて、通常20~80分でフル充電します

→充電は室温で行ってください。充電に最適な温度:最低

18°C/65°F~最高32°C/89°F。型番OA12の充電器の通常動作距離は、人体から20cm(8インチ)以上です。

→充電器および電源コード:充電器はUSB Type-Cコネクタ。電源コードのタイプはUSB-C to USB-C。IEC 62368-1規格に準拠した外部DC5V電源を使用。

→Ouraの充電器は、ICTおよびAV機器向けのEM/IEC 62368-1国際安全規格に準拠しています。

→通信モード:Bluetooth Low Energy

→Oura Ringのファームウェアの更新方法:Ouraアプリを介したファームウェアの自動アップデート

→Ouraアプリのダウンロード:App Store、Google Play

→Ouraアプリの互換性:ouraring.com/compatibilityをご確認ください

→セキュリティ:Oura RingとOuraアプリ間のBluetooth通信の暗号化

→Oura Ringの廃棄:(内臓バッテリーを含む)地域の法令に従ってください。特別な取り扱いが必要な場合があります。充電器は

電子機器です。電子機器のリサイクルに関する地域の法令に従ってください。

→工場出荷時状態にリセットする方法: Oura Ringを廃棄する前に、support.ouraring.com/hc/jaの手順に従って工場出荷時状態にリセットしてください。

保証に関する免責事項: ouraring.com/terms-and-conditions

サポートとよくある質問

Oura RingおよびOuraアプリの使用、またはOuraのオンラインサービスに関するご質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。

support.ouraring.com/hc/jaで「よくある質問」をご参照いただけます。

サポートへのお問い合わせ: support.ouraring.com/hc/ja、またはOura Ringのホームからヘルプにアクセス。[ホーム]>[ヘルプ]の順にお進みください。

ouraring.com/privacy-policyでOuraのプライバシーポリシーをご覧ください。

繁體中文

感謝您選擇 Oura Ring 4!

我們希望能夠全力支持您的 Oura Ring 健康之旅。您能在此處找到 Oura Ring 4 和 Oura Ring 充電器的相關資訊。本手冊列出 Oura Ring 的技術詳細資訊以及安全資訊。請仔細閱讀以安全使用 Oura Ring，並獲得最佳 Oura Ring 體驗。

一般用途

Oura Ring 4 可隨時使用，並且可在淋浴、三溫暖、泡澡、游泳以及浮潛時穿戴。**Oura Ring 的防水等級 100 公尺/328 英尺。**

△請定期清潔戒指並使其保持乾燥，以確保功能良好運作並降低潛在的皮膚刺激。您可使用濕布擦拭以清潔戒指，再次使用前請先將戒指完全乾燥。

△請使用我們提供的特定大小 Oura Ring 4 充電器以及電線充電。

△Oura Ring 充電器不防水，且僅供室內使用。請勿在浴室等潮濕環境使用或存放充電器。

△Oura Ring 可能會遺留傷，其本身也可能刮傷與戒指密切接觸的軟軟材料（金屬、珠寶或其他物品）。

安全

Oura Ring 並非用來緩解、預防、治療、治癒或診斷任何疾病或醫療症狀的醫療器材。如果有醫療症狀相關疑問，請務必諮詢醫師。務必對身體的反應保持敏感，且如果您的 Oura Ring 的資料變更自身行為，則代表您同意自行負擔風險。

△如果您因改變睡眠或活動而感到意外、重複或長期的疼痛、疲勞或不適，請先諮詢醫師後再進行這類改變。

△皮膚可安全接觸戒指的表面材質 (ISO 10993 標準)。如果您的皮膚因 Oura Ring 受到刺激，請取下戒指。如果不使用 Oura Ring 後症狀仍持續，請聯絡醫師。

△請小心不要使 Oura Ring 卡在固定結構或重物上。

△若處於緊急情況或不適，或您無法自行取下 Oura Ring，請立即就醫。

△請將 Oura Ring 遠離兒童。本產品不適用於未滿 18 歲的個人。

△請勿讓 Oura Ring 或充電器接觸到熱源，例如車內或直射太陽。請勿在該類環境中對 Oura Ring 進行充電。

△請勿嘗試開關、切割或刺穿 Oura Ring。

△請避免處理電池、在含電池的機械的裝置上工作，或有觸電風險的情況。

產品資訊

→操作溫度範圍: -10-54°C / 14-129°F

→產品中紅色和綠色的發光二極體 (LED) 處於可見色彩範圍。這對穿戴者及附近的其他人來說都很安全。

→記憶體容量 建議每天將 Oura Ring 的資料和 Oura 應用 同步。Oura Ring 最多能儲存 2 週的資料，視戒指使用的類型和頻率而定。

→電池 充電式鋰離子電池。

→電池使用壽命 一般最多 8 天。實際電池使用壽命取決於 Oura Ring 尺寸、使用情況、Oura 應用程式設定、年齡與許多其他因素。

→充電時間 一般充滿需要 20-80 分鐘，視起點電量而定。請在室溫下→進行充電。最佳充電溫度: 最低 18°C / 65°F - 最高 32°C / 89°F。充電器型號 OA12 的一般運作距離離人體超過 20 厘米 (8 英寸)。

→充電器和電源線 充電器中為 USB Type-C 連接器。電源線類型為 USB-C 轉 USB-C。請使用符合 IEC 62368-1 標準的外殼 5Vdc 電源。

→Oura 充電器符合適用於 ICT 和 AV 設備的 IEC 62368-1 國際安全標準。

→連線性 藍牙低功耗

→戒指韌體可更新性 透過 Oura 應用程式自動更新韌體

→Oura 應用程式可用性 App Store、Google Play

→Oura 應用程式相容性 請參閱 ouraring.com/compatibility

→安全性 Oura Ring 和 Oura 應用程式之間使用加密藍牙通訊。應根據適用的當地法律和法規→審置 Oura Ring (以及內部電池)。可能需要特殊處理方式。充電器是電子裝置，應遵守當地的電子產品回收法規。

查看 support.ouraring.com 中的→原廠重設說明以在重置戒指之前執行原廠重設。

保固免責聲明: ouraring.com/terms-and-conditions

支援與常見問題

若您對使用 Oura Ring、Oura 應用程式或是線上服務有疑問，請隨時聯絡我們。

您能在 support.ouraring.com 上找到常見問題 (FAQ)。

您能在 support.ouraring.com 或 Oura 應用程式: 「Home」> 「Help」當中聯絡支援部門。

您能在 ouraring.com/privacy-policy 上存取 OURA 隱私權政策。

한국어

Oura Ring 4를 선택해 주셔서 감사드립니다.

Oura Ring과 함께하는 건강 여정에서 고객님의 지원을 위해 최선을 다하겠습니다. 여기에서 Oura Ring 4 및 Oura Ring 충전기에 관한 정보를 확인할 수 있습니다. 이 소책자는 Oura Ring의 기술적 상세 정보와 안전 정보를 나열했습니다. 본 책자를 주의 깊게 읽어 Oura Ring의 안전한 사용법을 익히고 OURA로 최대한의 만족을 얻으시기 바랍니다.

일반 사용법

Oura Ring 4는 언제나 사용할 수 있도록 설계되었으며 샤워, 사우나, 목욕, 수영, 스노클링 등에 착용할 수 있습니다. **Oura Ring은 100m(328 피트)까지 방수됩니다.**

Oura Ring을 정기적으로 세척하고 건조한 상태로 유지해야 양호한 기능을 보장하고 피부 자극 및 알레르기 위험을 줄일 수 있습니다. 반지를 세척하려면 칫솔로 닦은 다음 완전히 건조해야 하고, 그 이후 다시 사용해야 합니다.

△ 충전할 때는 사이드볼로 동봉된 Oura Ring 4 충전기와 케이블을 사용하세요.

△ **Oura Ring 충전기는 방수가 되지 않으며 실내에서만 사용해야** 합니다. 충전기를 욕실과 같이 습도가 높은 환경에서 사용하거나 그러한 장소에 보관하면 안 됩니다.

△ Oura Ring은 긁힐 수 있고, 반지와 접촉하는 부드러운 소재(금속, 주얼리 또는 기타 액체)를 긁을 수도 있습니다.

안전성

Oura Ring은 의료 기기가 아니며, 각종 질병이나 증상을 완화, 예방, 관리, 치료 또는 진단할 목적으로 제작된 제품이 아닙니다. 의학적 상태에 관해서는 항상 전문의와 상담하세요. 항상 신체 반응을 민감하게 확인하시기 바랍니다. 또한 Oura Ring 데이터에 근거하여 행동에 변화를 주는 경우, 그로 인한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.

△ 수면이나 활동과 관련해 변화를 주는데 예기치 못한게 반복적이거나 정기간 통증, 피로감이나 불편감을 느끼는 경우 그러한 변화를 계속 유지할지 전문의와 상담해야 합니다.

△ 반지 표면 소재는 피부에 닿아도 안전합니다.(ISO 10993 표준).

Oura Ring 때문에 피부에 자극이 발생하는 경우, 반지를 빼세요.

Oura Ring을 사용하지 않았는데도 증상이 계속되는 경우, 전문의와 상담하세요.
△ Oura Ring이 고정된 구조물이나 무거운 물체에 걸리지 않게 조심해야 합니다.

△ 옮김 상황이거나 불편한 느낌이 있거나, 스스로 **Oura Ring을 뗄 수 없는 경우, 즉시 의료진의 도움을 청해야** 합니다.

△ **Oura Ring을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.** 이 제품은 18세 미만이 사용하기 적합하지 않습니다.

△ **Oura Ring이나 충전기를 자동차 안이나 직사광선을 받는 곳과 같이 열이 있는 곳에 두면 안 됩니다.** 그러한 환경에서 Oura Ring을 충전하지 마세요.

△ **Oura Ring을 분해하거나, 자르거나 구멍을 뚫으려 하면 안 됩니다.**

△ 배터리를 취급하거나, 배터리가 내장된 기계 장치에 포함된 기기를 다루거나, 전기 충격 위험이 있는 상황은 피하세요.

제품 정보

→ 작동 온도 범위: -10~54°C(-14~129°F)

→ 제품에 내장된 빨간색과 녹색 LED는 가시광선 범위에 속합니다. 이는 착용자와 근처의 다른 사람에게 해롭지 않습니다.

→ **메모리 용량:** Oura Ring 데이터는 Oura App과 매일 동기화하는 것이 좋습니다. Oura Ring은 반지 사용 유형이나 빈도에 따라 최대 2주 분량의 데이터를 저장할 수 있습니다.

→ **배터리:** 충전식 리튬 이온 배터리입니다.

→ **배터리 수명:** 보통 최대 8일입니다. 실제 배터리 수명은 Oura Ring 사이즈, 사용법, Oura App 설정, 사용 연속 및 그 외 많은 요인에 따라 다릅니다.

→ **충전 시간:** 시작 시 배터리 잔량에 따라 보통 20~80분 이내에 완충됩니다.

→ **충전:** 실온에서 충전하세요. 최적 충전 온도: 최저 18°C(65°F) ~ 최고 32°C(89°F). 충전기 모델 OA12의 정상 작동 거리는 인체로부터 20cm(8인치) 이상입니다.

→ **충전기 및 전원 코드:** USB Type-C 케이블이 충전기에 탑재되어 있습니다. 전원 코드 유형은 USB-C-USB-C입니다. IEC 62368-1 표준을 준수하는 직류 5V의 외부 전원 공급장치를 사용하세요.

→ **Oura 충전기**는 ICT 및 AV 장치에 대한 IEC 62368-1 국제 안전 표준을 준수합니다.

→ 연결: 블루투스 2.1 저전력

→ 반지 웹페이지 업데이트 가능성: Oura App을 통한 자동 웹페이지 업데이트

→ Oura App 제공: App Store, Google Play

→ Oura App 호환성: ouraring.com/compatibility 참조

→ **보안:** Oura Ring과 Oura App 사이에 암호화된 블루투스 통신 사용

→ **Oura Ring 페기(내장 배터리 포함):** 지역별 관련 법률과 규정을 따르세요. 특수 취급해야 할 수 있습니다. 충전기는 전자 장치이며 전자제품 재활용에 대한 지역별 법률을 따라야 합니다.

→ **공장 초기화 지점:** 반지를 페기하기 전에 support.ouraring.com의 지침에 따라 공장 초기화를 수행해야 합니다.

보증 면제 고지: ouraring.com/terms-and-conditions 참조

지원 및 자주 묻는 질문(FAQ)

Oura Ring, Oura App 또는 온라인 서비스 이용과 관련해 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.

자주 묻는 질문(FAQ)은

support.ouraring.com에서 확인할 수 있습니다.

support.ouraring.com에서 support.ouraring.com이나 Oura App에서 Home > Help/문장을 참조하세요.

OURA 개인정보 취급방침은 ouraring.com/privacy-policy에서 확인할 수 있습니다.

Legal

English

Warranty Disclaimer

THE SERVICES ARE PROVIDED TO YOU "AS IS WITH ALL FAULTS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND OURA AND ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE SERVICES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED AND EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, AND NON-INFRINGEMENT. OURA DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SERVICES, THE AVAILABILITY OF CONTENT, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE SERVICES WILL BE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, THAT THE OPERATION OF THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS IN THE SERVICES WILL BE CORRECTED, OR THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SERVICES WILL FUNCTION WITH OTHER MOBILE APPS OR HARDWARE, OR WITHIN A SYSTEM. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY OURA OR AN OURA AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY.

NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, OURA WARRANTS TO THE ORIGINAL END USER PURCHASER THAT THE PRODUCT IS FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP FOR ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE. If your local law in effect at the time of purchase requires a warranty period longer than one (1) year, this warranty shall be extended to the extent required by such law. Within the warranty period, Oura shall repair or replace at no charge to you any components of the Product that fail the out of warranty period. You shall be responsible for any related transportation charges. Replacement products may be new or refurbished at our discretion. This limited warranty does not apply to (i) normal wear and tear, including scratches and dents; (ii) consumable parts included in the Product, such as batteries, unless product damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (iii) damage resulting from your failure to use the Product in accordance with the instructions accompanying the Oura Product or available at the website; (iv) damage resulting from an accident, flood, fire, misuse, or abuse; (v) damage resulting from service performed, or damage resulting from tampering or alteration of the Product not authorized by Oura; or (vi) use of the Product with any other application or software than the Mobile App.

Oura retains the exclusive right to repair or replace the Product, or offer a full refund, at its sole discretion. Such remedy shall be your sole and exclusive remedy for any breach of this limited warranty. Warranty repairs and replacements have a new warranty which is the longer of ninety (90) days or the balance of the original one (1) year warranty.

Limitation of Liability

IN NO EVENT WILL OURA, ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, AGENTS, PARTNERS AND LICENSORS, BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND, UNDER ANY LEGAL THEORY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH YOUR USE, OR INABILITY TO USE, THE SERVICES OR ANY CONTENT ASSOCIATED WITH THE SERVICES, OR SUCH OTHER SITES OR ANY SERVICES OR

ITEMS OBTAINED THROUGH THE SERVICES, INCLUDING ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OR ANTICIPATED SAVINGS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, LOSS OF DATA, AND WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT OR OTHERWISE, EVEN IF FORESEEABLE. THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS WILL APPLY REGARDLESS OF WHETHER OR NOT OURA HAS BEEN WARNED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

THE FOREGOING DOES NOT AFFECT ANY LIABILITY WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER APPLICABLE LAW. TO THE EXTENT LIABILITY CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED AS SET FORTH ABOVE, IN NO EVENT SHALL OURA BE LIABLE FOR ANY CLAIM, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR UNDER ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, IN EXCESS OF \$100.

Terms of Use

Your use of the Oura Products and Services is subject to our Terms of Use, available at ouraring.com/terms-of-use/, and Privacy Policy, available at ouraring.com/privacy-policy/. The Warranty Disclaimer and the Limitation of Liability set forth above are from our Terms of Use and are subject to change if we change our Terms of Use.

Intellectual property rights

OURA, OURA, and Ö are trademarks of Oura Health Oy. Oura Content, Oura Products, Oura Features and Services, and underlying technology are protected by copyright, trademark, patent, and other laws of the United States and foreign countries. All rights reserved. Manufactured for Oura Health Oy (Oura), Elektronikkatie 10, FI-00900 Oulu, Finland. Visit ouraring.com/intellectual-property-notice for a detailed listing of Oura's intellectual property rights.

Français

Exclusion de garantie

LES SERVICES VOUS SONT FOURNIS « EN LÉTAT, DÉFAUTS COMPRIS » ET « TELS QUE DISPONIBLES » SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT, ET OURA ET SES FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS, AGENTS, PARTENAIRES ET CONCÉDANTS DE LICENCE DÉCLINENT PAR LES PRÉSENTES TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES OU IMPLIQUES, ET REJETTENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLIQUÉE DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ SATISFAISANTE ET DE NON-VIOLATION. OURA NE GARANTIT NULLEMENT L'ABSENCE DE PROBLÈMES LORS DE VOTRE UTILISATION DES SERVICES, LA DISPONIBILITÉ DU CONTENU, QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LES SERVICES RÉPONDENT À VOS EXIGENCES, QUE LES SERVICES SERONT EXEMPTS DE VIRUS OU D'AUTRES COMPOSANTS MALVEILLANTS, QUE LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES SERA ININTERROMPU OU SANS ERREUR, QUE LES DÉFAUTS DES SERVICES SERONT CORRIGÉS, OU QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LES SERVICES FONCTIONNERONT AVEC D'AUTRES APPLICATIONS MOBILES OU MATÉRIELS, OU AU SEIN D'UN SYSTÈME. AUCUNE INFORMATION ORALE OU ÉCRITE OU AUCUN CONSEIL DONNÉ PAR OURA OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ D'OURA NE CREERA DE GARANTIE. CERTAINES JURISDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLIQUES

OU DES LIMITATIONS DES DROITS LÉGAUX APPLICABLES D'UN CONSOMMATEUR, PAR CONSÉQUENT L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER.

NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, ÔURA GARANTIT LA LACHETEUR FINAL INITIAL QUE LE PRODUIT NE PRÉSENTE AUCUN DÉFAUT DE MATÉRIAU ET DE FABRICATION PENDANT UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT SI VOTRE législation locale en vigueur au moment de l'achat exige une période de garantie supérieure à un (1) an, cette garantie sera prolongée dans la mesure requise par cette législation. Pendant la période de garantie, Oura réparera ou remplacera gratuitement les composants du Produit qui ne respectent pas la garantie limitée fournie. Les éventuels frais relatifs au transport seront à votre charge. Les produits de remplacement peuvent être neufs ou réparés selon notre appréciation. Cette garantie limitée ne s'applique pas (i) à l'usage normal, y compris les rayures et les bosses; (ii) aux pièces consommables incluses dans le Produit, comme les batteries, à moins que le produit n'ait été endommagé en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication (iii) aux dommages résultant d'une utilisation du Produit qui n'est pas conforme aux instructions accompagnant le Produit Oura ou disponibles sur le site Web; (iv) aux dommages résultant d'un accident, d'une inondation, d'un incendie, d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation à mauvais escient; (v) aux dommages résultant d'une révision, d'une manipulation ou d'une altération du Produit effectuée par toute personne non autorisée par Oura; ou (vi) à l'utilisation du Produit avec toute autre application ou logiciel que l'application mobile.

Oura conserve le droit exclusif de réparer ou de remplacer le Produit, ou d'offrir un remboursement intégral, à sa seule discrétion. Ce recours sera votre seul et unique recours en cas de violation de cette garantie limitée. Les réparations et les remplacements effectués sous garantie bénéficient d'une nouvelle garantie de quatre-vingt-dix (90) jours ou de la durée restante de la garantie initiale d'un (1) an.

Limitation des responsabilités

EN AUCUN CAS ÔURA, SES FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS, AGENTS, PARTENAIRES ET CÉDANTS DE LICENCE NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE, EN VERTU DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, DÉCOULANT DE OU EN LIEN AVEC VOTRE UTILISATION, OU INCAPACITÉ À UTILISER LES SERVICES OU TOUT CONTENU ASSOCIÉ AUX SERVICES, OU LES AUTRES SITES OU TOUT SERVICE OU ARTICLE OBTENU PAR L'INTERMÉDIAIRE DES SERVICES, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU PUNITIF Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES BLESSURES CORPORELLES, LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE, LA DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE, LA PERTE DE REVENU, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D'ACTIVITÉS OU D'ÉCONOMIES PRÉVUES, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, LA PERTE D'UTILISATION, LA PERTE DE CLIENTÈLE, LA PERTE DE DONNÉES, QUELLES SOIENT CAUSÉES PAR UN DÉLIT (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE), UNE VIOLATION DE CONTRAT OU AUTRE, MÊME PRÉVISIBLE. ICI, CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS S'APPLIQUERONT QUE ÔURA AIT ÊTE AVERTI OU NON DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

CE QUI PRÉCÈDE N'AFFECTE AUCUNE RESPONSABILITÉ QUI NE PEUT ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE. DANS LA MESURE OÙ LA RESPONSABILITÉ NE PEUT PAS ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE COMME INDiqué CI-DESSUS, EN AUCUN CAS ÔURA NE SERA RESPONSABLE EN CAS DE RÉCLAMATION, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT OU D'UNE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, AU-DELÀ DE 100 €.

Conditions d'utilisation

Votre utilisation des Produits et des Services Oura est soumise à nos Conditions d'utilisation, disponibles sur ouraring.com/terms-of-use, et à la Politique de confidentialité, disponibles sur ouraring.com/privacy-policy. L'Exclusion de garantie et la Limitation des responsabilités énoncées ci-dessus sont tirées de nos Conditions d'utilisation et peuvent être modifiées en cas de modifications de vos conditions d'utilisation.

Droits de propriété intellectuelle

ÔURA, OURA, et © sont des marques déposées de Oura Health Oy. Le contenu Oura, les produits Oura, les fonctionnalités et services d'Oura, ainsi que la technologie sous-jacente sont protégés par Copyright, droit de marque déposée, brevet et autres lois de propriété intellectuelle de pays étrangers. Tous droits réservés. Fabriqué pour Oura Health Oy (Oura), Elektronikkatte 10, FI-90500 Oulu, Finlande. Consultez ouraring.com/intellectual-property-note pour obtenir une liste détaillée des droits de propriété intellectuelle d'Oura.

Deutsch

Haftungsausschluss

DIE DIENSTLEISTUNGEN WERDEN INHIN OHNE „MÄNGELGEWÄHR“ UND „WIE VERFÜGBAR“ OHNE JEDGLICHE GARANTIE BEREITGESTELLT, UND ÔURA UND SEINE TOCHTERGESSELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRETER, PARTNER UND LIZENZGEBER GEBEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEGENDEN GARANTIEEN UND BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIE DIENSTLEISTUNGEN, UND SCHLIESSEN AUSDRÜCKLICH ALLE STILLSCHWEGENDEN GARANTIEEN IN BEZUG AUF TITEL, MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT UND NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN AUS. ÔURA GARANTIERT NICHT, DASS DIE NUTZUNG DER DIENSTE NICHT BEENGTRÄNIGT WIRD, ODER DASS BESTIMMTE INHALTE VERFÜGBAR SIND, DASS DIE IN DEN DIENSTEN ENTHALTENEN FUNKTIONEN IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN, DASS DIE SYSTEME FREI VON VIREN ODER ANDEREN SCHÄDLICHEN KOMponentEN SIND, DASS DER BETRIEB DER DIENSTE NICHT UNTERBROCHEN WIRD ODER FÄHRLERREI IST, DASS MÄNGEL IN DEN DIENSTEN BEHOHEN WERDEN ODER DASS DIE IN DEN DIENSTEN ENTHALTENEN FUNKTIONEN MIT ANDEREN MOBILEN ANWENDUNGEN ODER HARDWARE ODER INNERHALB EINES SYSTEMS FUNKTIONIEREN, WEDER MÜNDLICHE NOCH SCHRIFTLICHE INFORMATIONEN ODER HINWEISE, DIE VON ÔURA ODER EINEM AUTORISIERTEN VERTRETER VON ÔURA ERTEILT WERDEN, SCHAFFEN EINE GARANTIE. IN EINIGEN GERICHTSBARKEITEN IST DER AUSSCHLUSS STILLSCHWEGENDER GARANTIEEN ODER DIE EINSCHRÄNKUNG GELTENDER GEsETZLICHER RECHTE EINES VERBRAUCHERS NICHT GESTATTET, SODASS DER OBIGE AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT GILT.

UNGEACHTET DES VORSTEHENDEN GARANTIERT ÔURA DEM ENDBENUTZER, DER DAS PRODUKT URSPRÜNGLICH ERWORBEN HAT, FÜR EIN (1) JAHR AB DEM KAUFDATUM, DASS DER RING FREI VON MATERIAL- UND VERARBEITUNGSFEHLERN IST. Wenn die bei Ihnen vor Ort zum Zeitpunkt des Kaufs geltenden Gesetze eine längere Gewährleistungsfrist als ein (1) Jahr vorschreiben, verlängert sich diese Gewährleistungspflicht entsprechend. Innerhalb des Gewährleistungszeitraums repariert oder ersetzt Oura kostenlos alle Komponenten des Rings, die innerhalb dieses Zeitraums ausfallen. Sie tragen alle damit verbundenen Transportkosten. Die Ersatzprodukte können je nach unserem Ermessen entweder neu oder generalüberholt sein. Die beschränk-

te Haftung gilt nicht für (i) normale Abnutzung, einschließlich Kratzer und Dellen; (ii) im Ring erhaltene Verschleißteile, wie z. B. der Akku, es sei denn, der Produktschaden ist aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers aufgetreten; (iii) Schäden, die daraus resultieren, dass Sie den Ring nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden, die dem Oura-Produkt beiliegen und auf unserer Website verfügbar sind; (iv) Schäden infolge eines Unfalls, einer Überschwemmung, eines Brandes oder einer falschen oder missbräuchlichen Verwendung; (v) Schäden infolge von Wartung, Manipulationen oder Änderungen am Ring, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von Oura hierzu autorisiert waren; oder (vi) die Verwendung des Produkts mit einer anderen App oder Software als der mobilen App.

Oura behält sich das ausschließliche Recht vor, nach eigenem Ermessen das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen oder eine vollständige Rückersatzung anzubieten. Dieser Anspruch ist für ein einziges und ausschließliches Anrecht bei einer Verletzung dieser beschränkten Garantie. Für Reparaturen unter Garantie und Ersatzergätze gilt eine neue Gewährleistungsfrist von neunzig (90) Tagen oder dem restlichen Zeitraum der ursprünglichen einjährigen (1) Gewährleistungsfrist.

Haftungsbeschränkung

IN KEINEM FALL HAFTEN OURA, SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRÉTER, VERMITTLER, PARTNER UND LIZENZGEBER FÜR SCHÄDEN JEDLICHER ART, UNABHÄNGIG VOM RECHTSGRUNDSATZ, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG ODER DER UNFAHIGKEIT ZUR NUTZUNG DER DIENSTE ODER JEDLICHER INHALTE, DIE MIT DEN DIENSTEN VERBUNDEN SIND, ODER ANDERER WEBSITES ODER DIENSTE ODER ARTIKEL, DIE ÜBER DIE DIENSTE BEZOGEN WERDEN, ERGEBEN, ENTSCHIEDLICH DIREKTER, INDIKTERER, MISCHTERER, ZUFÄLLIGER FOLGE- ODER STRAFSCHÄDEN, ENTSCHIEDLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, PERSONENSCHÄDEN, SCHMERZEN UND LEIDEN, EMOTIONALE BELASTUNGEN, EINKOMMENSVERLUST, GEWINNVERLUST, VERLUST VON GESCHÄFTEN ODER ERWARTETEN EINSPARUNGEN, VERLUST VON GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, NUTZUNGSAusFALL, VERLUST DES GESCHÄFTSWERTS, DATENVERLUST UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (ENTSCHIEDLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN, SELBST WENN SIE VORHERSCHAUBAR WÄREN, DIESE ALS URSAACHE ODER BEFÜRCHTUNG KÖNNEN GELTEN UNABHÄNGIG DAVON, OB OURA AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER NICHT.

DAS VORANSTEHENDE HAT KEINE AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAFTUNG, DIE NACH GELTENDEM RECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN ODER BESCHRÄNKT WERDEN KÖNNEN. IN DEM UMFANG, IN DEM DIE HAFTUNG NICHT WIE OBEN BESCHRÄNKT AUSGESCHLOSSEN ODER BESCHRÄNKT WERDEN KÖNNEN, HAFTE OURA UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR ANSPRÜCHE, OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER EINER ANDEREN HAFTUNGSGRUNDLAGE, IN HÖHE VON MEHR ALS 100 €.

Nutzungsbedingungen

Ihre Nutzung der Oura-Produkte und -Dienste unterliegt unseren Nutzungsbedingungen, die unter ouraring.com/terms-of-use/ verfügbar sind, sowie unseren Datenschutzrichtlinien, die unter ouraring.com/privacy-policy/ verfügbar sind. Der oben angeführte der Haftungsabschluss und die Haftungsbeschränkung sind Teil unserer Nutzungsbedingungen und können sich ändern, wenn wir unsere Nutzungsbedingungen ändern.

Geistige Eigentumsrechte

OURA, OURA und Ö sind Marken von Oura Health Oy. Oura-Inhalte, Oura-Produkte, Oura-Funktionen und -Dienstleistungen sowie die zugrunde liegende Technologie sind durch Urheberrechte, Marken, Patente und andere Gesetze der Vereinigten Staaten und anderer Länder geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt für Oura Health Oy (Oura), Elektroniklitte 10, FI-90590 Oulu, Finnland. Unter ouraring.com/intellectual-property-notice finden Sie genauere Angaben zu den geistigen Eigentumsrechten von Oura.

Suomi

Takuun vastuuvapausilmoitus

PALVELUT TARJOTAAN SINULLE "SELLAISENAAN KAIKINE VIKOINEEN" JA "SELLAISENA KUIN NE OVAT SAATAVILLA" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JÄ OURA, JA SEN TÄYRYTYTTÖ OSAKKUUSSYHTIÖ, VIRKALLIAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, ASIAMIEHET, KUMPPANIT JA LISENSINANTAJAT TÄTEN SAANOUVAT IRTI KAIKISTA PALVELUIHIN LIITYTYVISTÄ TAKUUSTA JA EHDOSTA RIIPPUMATA SITA, OVAIKO NE NIMENOMISTA VAI EPASUORIA. JA NIMENOMISESTI KUISTAVAT KAIKTA VÄLLISSET TAKUUT OMISTUSOKEUIDESTA, MYYNTEKELPOISUDESTA, SOVELTUJUESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SYDYTYTÄVÄÄ LAADUSTA JA LOUKKAAMAMTOJUDESTA. OURA EI TAKAA, ETTÄ VOIT NAUTITA PALVELUISTA HÄIRIÖTTÄ, SISÄLLÖN SAATAVUUTTA, ETTÄ PALVELUIHIN SISÄLTÄYVÄT TOIMINNOT TÄTYVÄT VAATIMUKSESI, ETTEI PALVELUISSA OLE VIRKUSTIA TAI MUITA HAALTALIAKOMPONENTTEJA, ETÄ PALVELUIDEN TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ, ETÄ PALVELUISSA OLEVAT VIAT KORJATAAN TAI PALVELUIHIN SISÄLTÄYVÄT TOIMINNOT TOIMIVAT MUIDEN MOBILISUJUELLUSTEN TAI LAITTEIDEN KANSSA TAI JÄRJESTELMÄNSISÄLLÄ. OURA TAN OURAAN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMAT SUJLIISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA KULUTTAJAN SOVELLETTAVIA LAKISÄÄTEISIA OIKEUKSIA KOSKEVINE EPASUORINE TAKUIDEN TAI RAJOTUSINE POISSUKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINTUJA POISSUKEMISE EIVÄLTÄMÄTÄ KAIKTA.

EDELLÄ ESETYTYSTÄ HUOLIUMATA OURA ANTAA ALKUPERÄISET LOPPUKÄYTTÖJÄLLE TAKUUTA SITA, ETÄ TUUTTEESSA EI OLE MATERIAALI- TAI VALMISTUSVIRHEITÄ YHDEN (1) VUODEN AJAKSI OSTOPÄIVÄSTÄ. Jos ostohetkellä voimassa oleva paikallinen laki edellyttää pidempää takuuaikaa kuin yksi (1) vuosi, tätä takuuta pidennetään kyseisen lain edellyttämässä laajuudessa. Takuuaikana Oura korjaa tai vaihtaa veloituksetta kaikki tuotteen osat, jotka eivät täytyä rajoitetun takuun ehtoja. Sinä vasta kaikkista asiaan liittyvistä kuluksmaksuista. Korvaavat tuotteet voivat olla uusia tai kunnostettuja harkintamme mukaan. Tämä rajoitettu takuu ei koske (i) normaalia kulumista mukaan lukien naarmut ja kromot; (ii) tuotteenne sisällytyviä kuluksuista, kuten akkuja, ellei tuote ole vaurioitunut materiaali- tai valmistusvirheen vuokset (iii) vahinkoa, joka johtuu siitä, ettei ole käyttänyt tuotetta Oura-tuotteen mukana toimitettujen tai verkkosivustolla saatavilla olevien ohjeiden mukaisesti; (iv) vahinkoa, joka johtuu onnettomuudesta, tulvasta, palosta, vääheellisestä käytöstä tai väärinkäytöstä; (v) vaurioita, joka johtuu muun kuin Ouran valuttaman tahon tekemästä huollosta tai tuotteen peukaloinnista tai tuotteenne tekemistä muutoksista; tai (vi) tuotteen käyttöä muulla sovelluksella tai ohjelmistolla kuin mobiilivälikäyttöä.

Oura pidättää yksinoikeuden tuotteen korjaamiseen tai korvaamiseen tai töyden hytyksen tarjoamiseen oman harkintansa mukaan. Tällainen korvaus on ainoja ja yksinomainen korvaus rajoitetun takuun rikkomuksesta. Takuukorjauksella ja korvaavilla tuotteilla on uusi takuu, joka on

yhdessäkäynnymmentä (90) päivää tai alkuperäisestä yhden (1) vuodeen takuusta jäljellä oleva aika sen mukaan, kumpi on pidempi.

Vastuunrajoitus

ÖURA, SEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKUUUSYHTIÖT, VIRKAILIAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, ASIAMIEHET, KUMPPANIT JA LIKENSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE MINKÄÄN OIKEUDELLISEN TEORIAN NOJALLA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOSTA, JOTKA JOHTUVAT SIITÄ TAI LIITYVÄT SIIHEN, ETTÄ KÄYTÄT PALVELUITA TAI PALVELUJUHIN LIITYVÄÄ SISÄLTÖÄ TAI MUITA SIVUSTOJA TAI MUILTA PALVELUJUHIN KAUITA SAATUJA PALVELUITA TAI TUOTTEITA, TAI JOTKA JOHTUVAT SIITÄ TAI LIITYVÄT SIIHEN, ETTÄ TEIVÄT NÄMÄ OLE KÄYTTÄVÄSSÄ, MUKAAN LUKIEN SUORAT, EPÄSUORAT, ERITYISET, SATUNNAISET, VÄLILLISET, TAI RANKAISSEVAT VAHINGONKORVAUKSET, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITUMATTA, HENKILÖVAHINGOT, KIPU JA KÄRSIMYS, EMOTIONAALINEN KÄRSIMYS, TULOJEN MENETYS, VOITTOJEN MENETYS, LIKETOIMINNAN TAI ODOTETUN TAVASSA OLEVIEN SAÄSTÖJEN MENETYS, LIKETOIMINTAMÄÄRÄLLISYYSKUIKSEN MENETYS, LIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, KÄYTON MENETYS, LIKEARVON MENETYS JA TIETOJEN MENETYS, RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUUKO VAHINKO RIKKOMUKSESTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI MUUSTA SYYSTÄ, VAIKKA SE OLSI ENNAKOITAVISSA. NÄITÄ RAJAUKSIDA TAI RAJOITUKSIDA SOVELLETTAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO ÖURAA VAROITETTU TÄLLÄISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

EDELLÄ ESITETTY EI VAIKUTA VASTUUSEEN, JOTA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA. SILTÄ OSIN KUN VASTUUTA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA EDELLÄ ESITETTYLLÄ TAVALLA, ÖURAN KORVAUSVÄLILLISUJEN MAHÄÄRÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE YLI 100 € MISTÄÄN KORVAUSAAJIMUKSESTA, OLAIPA KYSE SOPIMUKSESTA, RIKKOMUKSESTA TAI MISTÄ TÄHÄNSÄ MUUSTA MINKÄ TÄHÄNSÄ KORVAUSVÄLILLISUUS-TEORIAN ALAISUUTEEN KUULUVASTA.

Käyttöehtodot

Öura-tuotteiden ja -palveluiden käytöseen on noudatettava käyttöehtojen mukana, jotka ovat luettavissa verkko-osoitteessa ouraring.com/terms-and-conditions, ja tietosuojaseloitamme, jotka ovat luettavissa verkko-osoitteessa ouraring.com/privacy-policy. Edellä oleva takuu vastuuvapausilmoitus ja vastuunrajoitus sisältyvät käyttöehtoihimme ja ovat muuttuvia, jos muutamme käyttöehtojamme.

Immateriaalioikeudet

ÖURA, ÖURA ja Ö ovat Oura Health Oy:n tavaramerkkejä. Öuran aineistot, tuotteet, ominaisuudet ja palvelut sekä teknologia, jota niissä sovelletaan, on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkkeillä ja patenteilla sekä muilla Yhdysvaltojen ja muiden maiden laeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Valmistuttaja Oura Health Oy (Öura), Elektronikkatie 10, 00500 Oulu, Suomi. Katsova luettelo Öuran immateriaalioikeuksista on luettavissa verkko-osoitteessa ouraring.com/intellectual-property-notice.

Español

Exención de responsabilidad de la garantía

Salvo en el caso de la garantía limitada del anillo, la cual se describe a continuación, Öura y sus filiales sumiñstran el anillo y prestan sus servicios «tal cual». Ni Öura ni sus colaboradores, proveedores o filiales ofre-

cen garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, con respecto al funcionamiento de sus servicios y del anillo, su contenido o cualquier información publicada por o a través de los servicios de Öura. Además, Öura y sus colaboradores, proveedores y filiales renuncian a todas las garantías relacionadas con los servicios de Öura y el anillo, tanto expresas como implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, título, idoneidad para un fin determinado y no infracción. Además, Öura no garantiza que el uso de sus servicios no se vea interrumpido, o que este disponible en cualquier momento o desde cualquier lugar, que sea seguro o no presente errores, que los defectos sean corregidos, o que sus servicios y el anillo se encuentren libres de virus u otros componentes potencialmente dañinos, que las funciones contenidas en los servicios funcionen en otras aplicaciones móviles o hardware o dentro de un sistema. No constituirá garantía la información o asesoramiento oral o por escrito facilitado por Öura o por un representante autorizado de Öura. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de garantías implícitas o limitaciones sobre los derechos legales aplicables de un consumidor, así que puede que la exclusión anterior NO SEA APLICABLE.

Sin perjuicio de lo anterior, Öura garantiza al comprador y usuario final que el anillo no presentará defectos en sus materiales ni en su fabricación durante un (1) año a partir de la fecha de compra si la legislación local en vigor en el momento de la compra exige un periodo de garantía superior a un (1) año, esta garantía se ampliará en la medida en que así lo exija tal legislación. Dentro del periodo de garantía, Öura reparará o sustituirá sin coste alguno para el usuario cualquier componente del Producto que no cumpla con la garantía limitada que se proporciona. El usuario deberá correr con los gastos del transporte. Los productos entregados en sustitución pueden ser nuevos o reacondicionados, según nuestro propio criterio. Esta garantía limitada no se aplica a (i) el desgaste normal, incluidos arañazos y abolladuras; (ii) los componentes incluidos en el Producto, como pueden ser las baterías, salvo que el daño del producto se haya producido como consecuencia de un defecto en los materiales o la fabricación; (iii) los daños provocados por no utilizar el Producto de acuerdo con las instrucciones que acompañan al producto Öura o disponibles en nuestra página web; (iv) los daños resultantes de un accidente, inundación, incendio, mal uso o abuso; (v) los daños resultantes de las labores de mantenimiento o de un defecto en el modificación del Producto llevadas a cabo por cualquier persona no autorizada por Öura; o (vi) el uso del anillo con cualquier otra aplicación o software diferentes de la aplicación móvil Öura.

Öura se reserva el derecho exclusivo de reparar o sustituir el Producto, o de ofrecer un reembolso completo, según su propio criterio. Dicha solución será la única y exclusiva solución para el usuario en caso de incumplimiento de la garantía. Las reparaciones y sustituciones realizadas en garantía tienen una nueva garantía de noventa (90) días o por el resto de la garantía original de un (1) año, lo que tenga mayor duración.

Limitación de responsabilidad

NINGUNO CASO Öura ni sus filiales, afiliados, directivos, directores, empleados, representantes, agentes, socios y cesionarios será responsable de los daños directos, indirectos, fortuitos, punitivos o materiales (incluidos, entre otros, los derivados del lucro cesante,

LA PÉRDIDA DE DATOS O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL) DERIVADOS DEL USO, DE LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR O COMO RESULTADO DE UTILIZAR EL ANILLO Y LOS SERVICIOS DE ÓURA, CON INDEPENDENCIA DE QUE TALES DAÑOS SE BASEN EN LA GARANTÍA, EL CONTRATO, UN ILÍCITO CIVIL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, TANTO SI SE HA ADVERTIDO A ÓURA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS COMO SI NO, ESTAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES SE APLICARÁN INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAYA ADVERTIDO O NO A ÓURA SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHAOS DAÑOS.

TODO LO ANTERIOR NO AFECTARÁ A NINGUNA RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDA EXCLUIRSE O LIMITARSE CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EN LA MEDIDA EN QUE LA RESPONSABILIDAD NO SE PODRÁ EXCLUIR O LIMITAR SEGÚN LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO ÓURA SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA RECLAMACIÓN, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, O EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, POR VALOR DE MÁS DE 100 €.

Condiciones de uso

El uso de los productos y servicios de Oura está sujeto a nuestras condiciones de uso, disponibles en ouraring.com/es/terms-and-conditions y nuestra política de privacidad, disponible en ouraring.com/es/privacy-policy. La ejecución de responsabilidad sobre el contenido y la garantía, y la limitación de responsabilidad expuestas más arriba proceden de nuestras condiciones de uso, y están sujetas a cambios si decidimos modificar tales condiciones.

Derechos de propiedad intelectual

ÓURA, ÓURA y O son marcas comerciales de Oura Health Oy. Los contenidos de Oura, productos de Oura y las funciones y servicios de Oura, junto con su tecnología subyacente, están protegidos por derechos de autor, marcas registradas, patentes y otras leyes de Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Fabricado para Oura Health Oy (Oura), Elektronikkaitte 10, FI-09500 Uusikaupunki, Finlandia. Visita <https://ouraring.com/es/intellectual-property-notice> para ver una lista detallada de los derechos de propiedad intelectual de Oura.

Italiano

Esclusione della garanzia

I SERVIZI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO CON TUTTI I DIFETTI" E "SECONDO DISPONIBILITÀ" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, E ÓURA E LE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE, AFFILIATE, I SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, RAPPRESENTANTI, AGENTI, PARTNER E CONCESSORI DI LICENZA DECLINANO TUTTE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI RELATIVE AI SERVIZI, ESPLICITE O IMPLICITE CHE SIANO, E ESCLUDONO ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI TITOLARITÀ, COMMERCIALIABITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, QUALITÀ SODDISFACENTE E NON VIOLAZIONE. ÓURA NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA IN CASO DI INTERFERENZE CON IL GOVERNO DEI SERVIZI O DI DISPONIBILITÀ DEI CONTENUTI. INOLTRE NON GARANTISCE CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI SERVIZI SODDISFINO I REQUISITI DELL'UTENTE, CHE I SERVIZI SARANNO ESENTI DA VIRUS O ALTRI COMPONENTI DANNOSI, CHE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SARÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI, CHE I DIFETTI DEI SERVIZI SARANNO CORRETTI O CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NEI SERVIZI FUNZIONERANNO CON ALTRE APP MOBILI O ALTRO HARDWARE O ALL'INTERNO DI UN SISTEMA. NESSUNA INFORMAZIONE O CONSIGLIO ORALE O IN FORMA SCRITTA FORNITI DA ÓURA O DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI ÓURA COSTITUIRANNO UNA GA-

RANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE O LIMITAZIONI SUI DIRITTI LEGALMENTE DI UN CONSUMATORE, PERTANTO L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE VALIDA.

NONOSTANTE QUANTO SOPRA, ÓURA GARANTISCE ALL'ACQUIRENTE NONCHÉ UTENTE FINALE ORIGINALE CHE IL PRODOTTO È ESENTE DA DIFETTI SUI MATERIALI E DI LAVORAZIONE PER UN (1) ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO. Se la legge locale in vigore al momento dell'acquisto richiede un periodo di garanzia superiore a un (1) anno, tale garanzia sarà estesa nella misura richiesta da tale legge. Durante il periodo di garanzia, Oura riparerà o sostituirà a titolo gratuito eventuali componenti del Prodotto che non rientrano nella garanzia limitata in dotazione. L'utente sarà responsabile delle relative spese di trasporto. I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o ricondizionati a discrezione di Oura. La presente garanzia limitata non si applica a (i) normale usura, inclusi graffi e ammaccature; (ii) parti di consumo incluse nel Prodotto, come batterie, a meno che il danno al prodotto non si sia verificato a causa di un difetto nei materiali o nella lavorazione; (iii) danni derivanti dal mancato utilizzo del Prodotto in conformità con le istruzioni allegate al Prodotto Oura o disponibili sul sito web; (iv) danni derivanti da incidenti, inondazioni, incendi, uso improprio o abuso; (v) danni derivanti dall'assistenza eseguita, o danni derivanti da manomissioni o alterazioni del Prodotto, da parte di soggetti non autorizzati da Oura; o (vi) utilizzo del Prodotto con qualsiasi altra applicazione o software diverso dall'App mobile.

Oura si riserva il diritto esclusivo di riparare o sostituire il Prodotto o di offrire un rimborso completo, a sua esclusiva discrezione. Tale rimedio sarà l'unico ed esclusivo rimedio per qualsiasi violazione della presente garanzia limitata. Le riparazioni e le sostituzioni in garanzia sono coperte da una nuova garanzia, la cui durata è da considerarsi il periodo più lungo tra novanta (90) giorni o la parte residua della garanzia originale di un (1) anno.

Limitazione di responsabilità

IN NESSUN CASO ÓURA, LE SUE CONTROLLATE E AFFILIATE, I SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, RAPPRESENTANTI, AGENTI, PARTNER E CONCESSORI DI LICENZA, SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DI QUALSIASI TIPO, SULLA BASE DI QUALSIASI TEORIA LEGALE, DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON L'UTILIZZO O L'INCAPACITÀ DELL'UTENTE DI UTILIZZARE I SERVIZI O QUALSIASI CONTENUTO ASSOCIATO AI SERVIZI, O ALTRI SITI O QUALSIASI SERVIZIO O ARTICOLO OTTENUTO TRAMITE I SERVIZI, COMPRESI QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O PUNITIVO, INCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LESIONI PERSONALI, DOLORE E SOFFERENZA, STRESS EMOTIVO, PERDITA DI RICAVI, PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI AFFARI O RISPARMI ANTICIPATI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI, INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ, PERDITA DI UTILIZZO, PERDITA DI AVVIAMENTO, PERDITA DI DATI E SE CAUSATI DA ATTO ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA), VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRO, ANCHE SE PREVEDIBILI. QUESTE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI SARANNO APPLICATE INDEPENDENTEMENTE DALL'FATTO CHE ÓURA SIA STATA AVVERTITA O MENO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

QUANTO SOPRA NON PREGIUDICA AL CUIA RESPONSABILITÀ CHE NON PUÒ ESSERE ESCLUSA O LIMITATA AI SENSI DELLA LEGGE VIGENTE NELLA MISURA IN CUI LA RESPONSABILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA O LIMITATA COME DESCRITTO SOPRA, IN NESSUN CASO ÓURA SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI RECLAMO, SIA IN CONTRATTO, ILLECITO O IN BASE A QUALSIASI ALTRA TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SUPERIORE A 100 €.

Condizioni d'uso

L'utilizzo dei prodotti e servizi Ora è soggetto alle nostre Condizioni d'uso, consultabili all'indirizzo ouraring.com/terms-of-use, e sull'Informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo ouraring.com/privacy-policy. L'esclusione di garanzia e la limitazione di responsabilità sopra stabilite provengono dalle nostre Condizioni d'uso e sono soggette a modifiche in caso di modifiche alle Condizioni d'uso.

Diritti di proprietà intellettuale

ÖURA, ÖURA e Ö sono marchi registrati di Ora Health Oy. I Contenuti Ora, i Prodotti Ora, le Funzionalità e i Servizi Ora e la tecnologia sottostante sono protetti da copyright, marchi commerciali, brevetti e altre leggi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Tutti i diritti riservati. Prodotto da Ora Health Oy (Oura), Elektronikkitte 10, FI-90590 Uusikauppi, Finlandia. Vissu ouraring.com/intellectual-property-notice per un elenco dettagliato dei diritti di proprietà intellettuale di Ora.

Svenska

Garantifriskrivning

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS TILL DIG I 2 BEFINTLIGT SKICK MED ALLA FEL OCH BRISTER* OCH ENLIGT TILLGÅNGLIGHET TILL UTAN NÅGON FORM AV GARANTI. ÖURA OCH DESS DOTTERBOLAG, ANKNUTNA FÖRETAG, TJÄNSTEMÅN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, FÖRETRÄDARE, AGENTER, PARTNER OCH LICENSIVGIVARE FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILKOR AVSEENDE TJÄNSTERNA OCH FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH ICKE-INTYGN. ÖURA GARANTERAR INTE MOT STÖRNINGAR I DITT NYTTJÄNDE AV TJÄNSTERNA, TILLGÅNGLIGHETEN AV INNEHÅLL, ATT FUNKTIONERNA I TJÄNSTERNA UPPFYLLETT DINA KRÄV. ATT TJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ATT DRIFTEN AV TJÄNSTERNA ÄR OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT DEFEKTER I TJÄNSTERNA KORRIGERAS ELLER ATT FUNKTIONERNA I TJÄNSTERNA FUNGERAR MED ANDRA MOBILAPPAR ELLER ANDRA SYSTEM ELLER SYSTEMEN I ENGEN MUNTTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅD SOM LÄMNATS AV ÖURA ELLER EN ÖURA AUKTORISERAD REPRESENTANT UTGÖR EN GARANTI. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV TILLÄMPLIGA LAGSTADGAD RÄTTIGHETER FÖR KONSUMENTER, SÄ OVNANSTÄENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER.

OAKT ATT DET FÖREGÅENDE SÅ GARANTERAR ÖURA DEN URSPRUNGLIGA SLUTANVÄNDAREN ATT PRODUKTEN ÄR FRIFRÅN DEFEKTER I MATERIAL OCH UTFÖRANDE UNDER ETT (1) ÅR FRÅN INKÖPSDATUMET. Om din lokala lagstiftning som gäller vid tidpunkten för köpet kräver en garantiperiod som följder längre än ett (1) år, förlängs denna garanti i den utsträckning som krävs enligt sådan lagstiftning. Under garantiperioden ska Ora utan kostnad för dig reparera eller byta ut alla produktkomponenter som går sönder inom ramen för den begränsade garantin. Du ansvarar för alla eventuella transportkostnader. Ersättningsprodukter kan vara nya eller renoverade enligt vårt gottfinnande. Denna begränsade garanti gäller inte (i) normalt slitage, inklusive repor och bucklor; (ii) förbrukningsdelar som ingår i produkten, såsom batterier, såvida inte produktskador har uppstått på grund av material- eller tillverkningsfel; (iii) skada till följd av att du inte använder produkten i enlighet med instruktionerna som följer med Öura-produkten eller återförs på vår webbplats; (iv) skada till följd av olycka, översvämning, brand, felaktig

eller oriktig användning; (v) skada till följd av utförd service eller skada till följd av manipulering eller ändringar av ringen av en person som inte är auktoriserad av Ora; eller (vi) användning av ringen med någon annan applikation eller programvara än Ouras mobilapp.

Oura förbehåller sig ensamrätten att reparera eller byta ut ringen, eller att erbjuda full återbetalning, efter eget gottfinnande. En sådan åtgärd utgör din enda och exklusiva gottgörelse för eventuella överträdelser av denna begränsade garanti. Garantireparationer och ersättningar får en ny garanti på nitto (90) dagar efter återstödet av den ursprungliga ettårsgarantin, beroende på vilket som är längst.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ÖURA, DESS DOTTERBOLAG, ANKNUTNA FÖRETAG, TJÄNSTEMÅN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER, AGENTER, PARTNERS OCH LICENSIVGIVARE ATT VARA ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGON LAG, ENLIGT NÅGON JURIDISK TEORI, SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT INNEHÅLL SOM ÄR KOPPLAT TILL TJÄNSTERNA, ELLER SÅDANA ANDRA WEBBLÄTAR ELLER TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLTS VIA TJÄNSTERNA, INKLUSIVE DIREKTA, INDEKTA, SÄRSKILDA ELLER TILLFÄLLIGA SKADESTÅND, FÖLJD-ELLER STRAFFSKADESTÅND, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PERSONSKADA, SMÅRTA OCH LIDANDE, KÄNSLOMÄSSIG NÖD, FÖRLUST AV INTAKTER, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV AFFÄRER ELLER FÖRVÄNTADE BESPARNINGAR, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER, AFFÄRSAVBROT, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV GODVILL, FÖRLUST AV DATA OCH OAVSETT OM DET ORSAKS AV OAKTSAMHET (INKLUSIVE FÖRSMULIGHET), KONTRAKTSBROTNT ELLER ANNAT, ÄVEN OM DET ÄR FÖRUTSAGBART, DESSA UNDERÖG ELLER BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT OM ÖURA HAR VARNATS FÖR MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

DET FÖREGÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. I DEN UTSTRÄCKNING SOM ANSVAR INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT VAD SOM ANGES OVAN SKA ÖURA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGOT ANSPRÅK VARE SIG KONTRAKT, GENOM OAKTSAMHET ELLER ENLIGT NÅGON ANNAN TEORI OM ANSVAR, SOM ÖVERSTIGER 100 EURO.

Användarvillkor

En användning av Ouras produkter och tjänster omfattas av våra användarvillkor som finns på ouraring.com/terms-of-use och vår integritetspolicy som finns på ouraring.com/privacy-policy. Garantifriskrivningen och ansvarsbegränsningen som anges ovan kommer från våra användarvillkor och kan komma att ändras om vi ändrar våra användarvillkor.

Immateriella rättigheter

ÖURA, ÖURA och Ö är varumärken som tillhör Ora Health Oy. Öura-innehåll, Öura-produkter, Öura-funktioner och -tjänster samt den underliggande tekniken skyddas av lagar om upphovsrätt, varumärken, patent och andra lagar i USA och andra länder. Med ensamrätt. Tillverkare av Ora Health Oy (Oura), Elektronikkitte 10, FI-90590 Uusikauppi, Finland. Besök ouraring.com/intellectual-property-notice för en detaljerad lista över Ouras immateriella rättigheter.

Česky

Vyloučení odpovědnosti ze záruky

SV YJMJKOU OMEZENÉ ZÁRUKY NA PRSTEN UVEDENÉ NÍŽE. JSOU PRVĚN A SLUŽBY ŮRA POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ ŮRA A JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTÍMI, TAK, JAK JSOU". SPOLEČNOST ŮRA ANI JEJÍ PARTNERI, DODAVATELE NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ VYSLOVNÁ ANI IMPLICITNÍ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY TYKAJÍCÍ SE FUNKOVÁNÍ SLUŽEB ŮRA (VČETNĚ PRSTENU). JEJICH OBSAHU NEBO JAKÝCHKOLI INFORMACÍ ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PROSTŘEDCTVÍM SLUŽEB ŮRA. KROMĚ TOHO SPOLEČNOST ŮRA A JEJÍ PARTNERI, DODAVATELE A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI VYLUCUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY TYKAJÍCÍ SE SLUŽEB SPOLEČNOSTI ŮRA (VČETNĚ PRSTENU), AT Ž VYSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLADÁNĚ, MIMO JINÉ VEŠKERÉ PŘEDPOKLADÁNYCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VLASTNICTVÍ, VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRAV. SPOLEČNOST ŮRA DÁLE NEZARUČUJE, ŽE POLIŽIVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI ŮRA BUDE NEPŘERUŠOVANÉ, DOSTUPNÉ KYDKOLI NEBO Z JAKEJKOLI KONKRETNÍHO MÍSTA, BEZPEČNĚ NEBO BEZCHYBNĚ, ŽE BUDOU OSTRANĚNÝ ZÁVADY, ŽE SLUŽBY SPOLEČNOSTI ŮRA (VČETNĚ PRSTENU) NEOBSAHUIJÍ VIRY NEBO JINÉ POTENCIÁLNĚ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY, NEBO ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ VE SLUŽBÁCH BUDOU FUNKOVAT S JINÝMI MOBILNÍMI APLIKACEMI NEBO HARDWAREM NEBO V RÁMCÍ SYSTÉMU. ŽÁDNĚ ÚSTNÍ ANI PISEMNĚ INFORMACE NE RÁDY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ ŮRA NEBO JEJÍM AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI NEZAKLÁDAJÍ NÁROK NA ZÁRUKU, V NĚKTERÝCH ZEMÍCH NEMUSÍ PLATNĚ PRAVNÍ PŘEDPISY NĚKTERÁ VE ŠVĚZE POPSÁNA OMEZENÍ UMOŽŇOVAT, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE TATO OMEZENÍ UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ TYTO PLATNĚ PRAVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRSTEN. SPOLEČNOST ŮRA POSKYTLJE PŮVODNÍMU KUPJÍCÍMU KONCOVĚMU UŽIVATELI ZÁRUKU, ŽE PRSTEN JE BEZ VAD MATERIÁLU A ZPRACOVÁNÍ PO DOBU DVOU (2) LET OD DATA NÁKUPU. Pokud mistní zákony platné v době nákupu vyžadují záruční dobu delší než dva (2) roky, produkuje se tato záruka v rozsahu požadovaném tímto zákonem. Během záruční doby vám společnost Ůra bezplatně opraví nebo vymění všechny vadné komponenty prstenu, na které se vztahuje omezená záruka. Veškeré související náklady za dopravu nesete vy. Nahrazené produkty mohou být podle našeho uvážení nově nebo repasované. Tato omezená záruka se nevztahuje na (i) běžné opotřebení, včetně škrábanců a výpuklů; (ii) společně dily obsažené v prstenu, jako jsou baterie, pokud k poškození výrobku nedošlo v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (iii) poškození vzniklé v důsledku toho, že jste prsten nepoužívali v souladu s pokyny příloženými k prstenu nebo dostupnými na našich webových stránkách; (iv) poškození vzniklé v důsledku metody, povahy, použití, nesprávného použití nebo zneužití; (v) poškození vzniklé v důsledku servísu provedeného nebo poskytnutého vzniklé v důsledku zásahů nebo úprav prstenu provedených někým, kdo k tomu nebyl společností Ůra oprávněn; nebo (vi) použití prstenu s jinou aplikací nebo softwarem, než je mobilní aplikace společnosti Ůra.

Společnost Ůra si vyhrazuje výhradní právo prsten opravit, vyměnit nebo vrátit peníze v rámci své diskrecionárního uvážení. Taková práva je jedním a výhradním oprávněním prostředkem v případě porušení záruky. Na záruční opravu a výměny se vztahuje nová záruka, která je devadesát (90) dnů nebo zbytek původní dvouleté záruky podle toho, která z nich je delší.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST ŮRA, ANI ŽÁDNÉ JEJÍ PŘIDRUŽENÉ ČI DČERINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI,

ZÁSTUPCI, AGENTI, PARTNEŘI A POSKYTOVATELE LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZSOLU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY JAKÉJKOLI DRUHU NA ZÁKLADĚ JAKÉJKOLI PRAVNÍ TEORIE, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠIM POUŽITÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY NEBO JAKÝKOLI OBSAH SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI, NEBO JAKÉJKOLI JINÉ STRANKY NEBO JAKÉJKOLI SLUŽBY ČI POLIŽKY ZISKANÉ PROSTŘEDCTVÍM SLUŽEB, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, VLASTNÍCH, NAHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO PUNITIVNÍCH ŠKOD, MIMO JINÉ VČETNĚ ÚJMY NA ZDRAVÍ, BOLESTI A ÚTRPENÍ, CITOVÉHO STRÁDÁNÍ, ZTRÁTY PŘÍJMU, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ ANI NEČEKÁVANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTY OBOHODNI PŘÍLIŽITOSTI, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, NEMOŽNOSTI POLIŽITÍ, ZTRÁTY DOBRÉ PŮVĚSTI, ZTRÁTY DAT, AT Ž BYLY ZPŮSOBĚNÝ PRAVNÍM DELIKTEM (VČETNĚ NEBADLSTI), PORUŠENÍM SMLOUVY NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYL PŘEDVÍDÁTELNĚ. TATO VYLouČENÍ NEBO OMEZENÍ PLATI BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST ŮRA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

VÝŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ NEMÁ VLIV NA ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLouČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH PRAVNÍCH PŘEDPISŮ. ÚHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ŮRA SOUVISEJÍCÍ S PRSTENEM A SLUŽBAMI ŮRA (BEZ OHLEDU NA FORMU NÁROKU NEBO REKLAMACE, NAPŘ. SMLOUVA, ZÁRUKA, DELIKT, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST, NEBADLST NEBO JAKÁKOLI JINÁ PRAVNÍ TEORIE) JE OMEZENÁ NA 100 USD.

Podmínky používání

Používání výrobků a služeb společnosti ŮRA podléhá naším podmínkám používání, které jsou k dispozici na adrese ouraring.com/terms-of-use, a zásadám ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese ouraring.com/privacy-policy. Výše uvedený obsah a vyloučení odpovědnosti ze záruky a omezení odpovědnosti jsou převzaty z našich podmínek používání a v případě změny těchto podmínek používání se mohou změnit.

Práva duševního vlastnictví

ŮRA, ŮRA A Ů jsou ochranné známky společnosti Ůra Health Oy. Obsah, výrobky, funkce a služby společnosti Ůra a související technologie jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty a dalšími zákony Spojených států a dalších zemí. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno pro: Ůra Health Oy (Ůra), Elektronikkatie 10, FI-00500 Ůra, Finsko. Podrobný seznam práv duševního vlastnictví společnosti Ůra najdete na adrese ouraring.com/intellectual-property-notice.

Polski

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

USLUGI SA ŚWIADCZONE, W STANIE, W JAKIM SA I, W MIARE DOSTĘPNOŚCI BEZ GWARANCJI ZADNEGO RODZAJU I ŮRA ORAZ, JEJ JEDNOSTKI ZALEŻNE, JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, CZŁONKOWIE ORGANÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDZAJĄCY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELI, PEŁNOMOCNICI, PARTNERZY I LICENCJODAWCY NINIEJSZYM WYLĄCZENIU JĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO USŁUG, ZARÓWNO WYRAŻONE, JAK I DORZUCZMIANE, ORAZ WYRAŻANE WYŁĄCZAJĄ JĄ WSZELKIE DORZUCZMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI, HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SATYSFAKCJI, JONIAJĄCEJ JAKOŚCI ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. ŮRA NIĘ GWARANTUJE BRAKU ZAKŁÓCEN W KORZYSTANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG, DOSTĘPNOŚCI TREŚCI, TEGO ŻE FUNKCJE ZAWARTÉ W USŁUGACH SPŁENIA WY-

MAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW ALBO INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. USŁUGI BĘDZIE NIEPRZERWANE ALBO WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY DOTYCZĄCE USŁUG ZOSTANĄ NAPRAWIONE ANI ŻE FUNKCJE ZAWIERANE W USŁUGACH BĘDĄ DZIAŁAŁY ZA INNYMI APLIKACJAMI MOBILNYMI ALBO SPRZĘTEM, ALBO W OBRĘBIE SYSTEMU. ZADANA USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA ANI PORADA UZIEŁKOWANA PRZEZ SPÓŁKĘ OUÅRA ALBO JEJ UPÓWAŻNIENEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI GWARANCJI. NIKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI ALBO OGRANICZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU DANEGO UŻYTKOWNIKA.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO OUÅRA Gwarantuje oryginalnemu nabywcy będącemu użycytkownikiem końcowym, że produkt jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres 1 (jednego) roku od daty zakupu. Jeżeli przepis prawa miejscowego w momencie zakupu wymagają okresu gwarancyjnego dłuższego niż 1 (jeden) rok, gwarancja ta ulega przedłużeniu w zakresie wymaganym przez wspomniane przepisy prawa. W okresie gwarancyjnym OUÅra będzie naprawiać albo wymieniać bezpłatnie wszelkie elementy Produktu, które nie spełniają wymogów udzielonej ograniczonej gwarancji. Użycytkownik ponosi wszelkie powiązane opłaty przewoźne. Produkty zastępcze mogą być dostępne albo odwołane wedle naszego uznania. Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania w przypadku (i) normalnego zużycia, w tym zadrapań i wgnieceń; (ii) części eksploatacyjnych zawartych w Produkcie, takich jak baterie, chyba że uszkodzenie produktu nastąpiło z powodu wady materiałowej albo produkcyjnej; (iii) uszkodzeń wynikających z nieużywania Produktu zgodnie z instrukcjami dołączonymi do produktu OUÅra albo dostępnymi w witrynie internetowej; (iv) uszkodzenia wynikającego z wypadku, powodzi, pożaru, niewłaściwego użycia albo nadużycia; (v) uszkodzenia wynikającego z wykonywanego serwisu albo uszkodzenia wynikającego z manipulacji bądź modyfikacji Produktu przez osobę nieupoważnioną przez OUÅra; albo (vi) korzystania z Produktu wraz z jakąkolwiek inną aplikacją albo innym oprogramowaniem niż aplikacja mobila.

OUÅra zastrzega sobie wyłączne prawo do naprawy albo wymiany Produktu bądź zoferowania pełnego zwrotu kosztów, wedle uznania. Teżo rodzaju środek zaradczy będzie jedynym i wyłącznym środkiem zaradczyim w przypadku wszelkich naruszeń niniejszej ograniczonej gwarancji. Naprawy i wymiany w ramach gwarancji są objęte nową gwarancją, która obejmuje 90 (dziewięćdziesiąt) dni albo do końca oryginalnej rocznej gwarancji, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ZADNYM WYPADKU OUÅRA, JEJ PODMIOTY ZALÉZNE, PODMIOTY STONARZYSZE, CZŁONKOWIE ORGANÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, PEŁNOMOCNICZY, PARTNERZY I LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, NA PODSTAWIE JAKIEJ, KOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ALBO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z JAKIEKOLWIEK TREŚCI ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI INNYMI WITRYNAMI ALBO USŁUGAMI ALB PRZEDMIOTAMI UŻYTKYMANIA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKĄCE ALBO RETORSYJNE, W TYM MIEJCY INNYMI OBRAŻENIA CIALA, BÓL I CIĘPIERZNIKI, CIĘPIERZNIKI EMOCJONALNE, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI ALBO PRZEWIJDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ

MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ SPOWODOWANE CZYNIEM NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEBANIEM), NARUSZENIEM UMOWY CZY W INNY SPOSOB, NAWET JEŚLI SA MOŻLIWE DO PRZEWIJDENIA. WSPOMNIANE WYŁĄCZENIA ALBO OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OUÅRA ZOSTAŁA OSTRZEŻONA O EWENTUALNOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SKÓD. POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. W ZAKRESIE, W JAKIM ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA, JAK OKREŚLONO POWYŻEJ, OUÅRA W ZADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA UMOWNE, DELIKTOWE ANI WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRZEKRACZAJĄCE WARTOŚĆ 100 USD.

Regulamin korzystania

Sposób korzystania przez użycytkownika z produktów i usług OUÅra podlega Regulaminowi korzystania dostępnemu pod adresem ouraring.com/terms-of-use oraz Polityce prywatności dostępnej pod adresem ouraring.com/privacy-policy. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz Ograniczenie odpowiedzialności określone powyżej są częścią naszego Regulaminu korzystania i ulegają zmianie w przypadku zmiany naszego Regulaminu korzystania.

Prawa własności intelektualnej

OUÅRA, OUÅRA I/O znaki towarowe OUÅra Health Oy, Treści OUÅra, Produkty OUÅra, Funkcje i Usługi OUÅra oraz ich podstawowe technologie są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, patentami i innymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano dla OUÅra Health Oy (OUÅra), Elektronikkatie 10, FI-00500 Oulu, Finlandia. Szczegółowa lista praw własności intelektualnej OUÅra znajduje się pod adresem ouraring.com/intellectual-property-notice.

Portugés

Isenções de Garantia

OS SERVIÇOS SO FORNECIDOS AO UTILIZADOR "TAL COMO ESTO, COM TODAS AS FALHAS" E "CONFORME DISPONÍVEIS" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, E A OUÅRA E AS SUAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES, AGENTES, PARCEIROS E LICENCIATÁRIOS RENUNCIAM POR ESTE MEO A TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES RELATIVAMENTE AOS SERVIÇOS, QUER SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, E RENUNCIAM EXPRESSAMENTE A QUALQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO, COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, QUALIDADE SATISFATORIA E NÃO INFRAÇÃO. A OUÅRA NÃO OFERECE GARANTIA CONTRA INTERFERÊNCIAS NÃO USUFRUTO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO UTILIZADOR E NA DISPONIBILIDADE DE CONTEÚDOS, ALÉM DISSO, TAMBÉM NÃO OFERECE GARANTIAS QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NOS SERVIÇOS SATISFARÃO OS REQUISITOS DO UTILIZADOR, QUE OS SERVIÇOS ESTARÃO ISENTOS DE VIRUS OU OUTROS COMPONENTES PREJUDICIAIS, QUE O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS SERÁ ININTERRUPTO OU ISENTO DE ERROS, QUE OS DEFEITOS NOS SERVIÇOS SERÃO CORRIGIDOS OU QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NOS SERVIÇOS FUNCIONARÃO COM OUTRAS APLICAÇÕES MÓVEIS OU HARDWARE, OU DENTRO DE UM SISTEMA. NENHUMA INFORMAÇÃO OU CONSELHO ORAL OU ESCRITO FORNECIDO PELA OUÅRA OU

POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA ÓURA RESULTARÁ NUMA GARANTIA ALGUMA. JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM O USO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS OU LIMITAÇÕES NOS DIREITOS ESTABELECIDOS APLICÁVEIS DE UM CONSUMIDOR, PELO QUE A EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR.

NÃO OBSTANTE O ACIMA, A ÓURA GARANTE AO COMPRADOR UTILIZADOR FINAL ORIGINAL DE QUE O PRODUTO ESTÁ LIVRE DE DEFETOS MATERIAIS E DE FÁBRICO POR UM (1) ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA. Se a lei local em vigor no momento da compra exigir um período de garantia superior a um (1) ano, esta garantia deverá ser alargada na medida exigida pela referida lei. Dentro do período de garantia, a Óura reparará ou substituirá gratuitamente quaisquer componentes do Produto que não cumpram a garantia limitada fornecida. O utilizador responsável por quaisquer despesas de transporte relacionadas. Os produtos de substituição podem ser novos ou reconicionados a nosso critério. Esta garantia limitada não se aplica a (i) desgaste normal, incluindo arranhões e amolgadelas; (ii) peças consumíveis incluídas no Produto, como baterias, exceto se tiverem ocorrido danos ao produto devido a defeito do material ou de fabricação; (iii) danos resultantes da utilização do Produto não conforme com as instruções que acompanham o Produto Óura ou disponíveis no site; (iv) danos resultantes de acidente, inundação, incêndio, uso indevido ou abuso; (v) danos resultantes de serviço realizado, ou danos resultantes de adulteração ou alterações no Produto, por qualquer pessoa não autorizada pela Óura, ou (vi) uso do Produto com qualquer outra aplicação ou software que não seja a aplicação móvel.

A Óura reserva-se o direito exclusivo de reparar ou substituir o Produto, ou oferecer um reembolso total, a seu exclusivo critério. Essa solução será a sua única e exclusiva solução para qualquer violação desta garantia limitada. As substituições e reparações ao abrigo da garantia dispõem de uma nova garantia, conforme a que for mais duradoura, de noventa (90) dias, ou o período da garantia original de um (1) ano.

Limitação de Responsabilidade

NEM NENHUM CASO A ÓURA, AS SUAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES, AGENTES, PARCEIROS E LICENCIANTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DE QUALQUER TIPO, SOB QUALQUER TEORIA LEGAL, DECORRENTES DE OU EM RELAÇÃO AO SEU USO, OU INCAPACIDADE DE USAR OS SERVIÇOS OU QUALQUER CONTEÚDO ASSOCIADO AOS SERVIÇOS, OU OUTROS SITES OU QUALQUER SERVIÇOS OU ITENS OBTIDOS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS, INCLUINDO QUALQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU PUNITIVOS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, LESÕES PESSOAIS, DOR E SOFRIMENTO, ANGSTIA EMOCIONAL, PERDA DE RECEITAS, PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIOS OU ECONOMIAS ANTECIPADAS, PERDA DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE UTILIZAÇÃO, PERDA DE GOODWILL, PERDA DE DADOS E CALDOS POR PREJUIZOS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), QUEBRA DE CONTRATO OU NÃO, MESMO QUE PREVISÍVEL. ESTAS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES APLICAM-SE-ÃO INDEPENDENTEMENTE DO FACTO DE A ÓURA TER SIDO OU NÃO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

O ACIMA EXPOSTO NÃO AFETA QUALQUER RESPONSABILIDADE QUE NÃO POSSA SER EXCLuíDA OU LIMITADA AO ABRIGO DA LEI APLICÁVEL. NA MEDIDA EM QUE A RESPONSABILIDADE NÃO POSSA SER EXCLuíDA OU LIMITADA CONFORME ESTABELECIDO ACIMA, NEM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ÓURA SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER RECLAMAÇÃO, SEJA EM CONTRATO, PREJUIZO OU AO ABRIGO DE QUALQUER OUTRA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, ESTANDO LIMITADA A 100 EUR.

Termos de Utilização

O uso dos Produtos e Serviços Óura está sujeito aos nossos Termos de Utilização, disponíveis em ouraring.com/terms-of-use, e a Política de Privacidade, disponíveis em ouraring.com/privacy-policy. As Isenções de Garantia e a Limitação de Responsabilidade acima detalhadas fazem parte dos nossos Termos de Utilização e estão sujeitas a alterações em caso de alteração dos nossos Termos de Utilização.

Direitos de Propriedade Intelectual

ÓURA, ÓURA e O são marcas registadas da Óura Health Oy. O Conteúdo Óura, os Produtos Óura, as Funcionalidades e Serviços Óura e a tecnologia subjacente estão protegidos por direitos de autor, marcas registadas, patentes e outras leis dos Estados Unidos e de países estrangeiros. Todos os direitos reservados. Fabricado por Óura Health Oy (Óura), Elektronikäitie 10, FI-00500 Oulu, Finlândia. Visite ouraring.com/intellectual-property-notice para obter uma listagem pormenorizada dos direitos de propriedade intelectual da Óura.

Idioma

Garantia sem custos

Serviço é: 「現状のまま」利用可能な状態で、いかなる種類の保証もなく提供されるものであり、ÓURA、その子会社、関連会社、役員、従業員、代表者、代理人、パートナー、ライセンス契約者は、明示または黙示を問わず、本サービスに関するすべての保証および条件を否認し、権利、商品性、特定目的への適合性、満足への品質、非侵害に関するあらゆる黙示的な保証を明示的に否認します。ÓURAは、当社のサービスの利用が中断されないこと、コンピュータの利用可能性、サービスに含まれる機能がユーザーの要件と一致すること、サービスはウイルスやその他の有害な構成物がないこと、サービスは中断やエラーがなく行われること、サービスの欠陥が修正されること、サービスに含まれる機能が、他のモバイルアプリやハードウェア、またはシステム内で機能することを保証しません。ÓURAは、提供されるすべての代表者の口頭、または書による情報や助言は、保証を作り出すものではありません。一部の法域では、黙示的保証の除外または消費者に適用される法的権利の制限が認められているため、上記の除外が適用されない場合があります。

上述の内容にかかわらず、ÓURAは、最初に購入したエンドユーザーに対し、購入日から開始、製品の材料および製造上の欠陥がないことを保証します。購入時に有効な地域法律で保証を越える保証期間が要求されている場合、本保証はその法律で要求される範囲内で延長されるものとします。保証期間中に、Óuraは提供された限定的な保証に失敗した製品の部品をお客様に無償で修理または交換するものとします。関連する材料はお客様が負担するものとします。交換品は、当社の判断により新品または再生品となる場合があります。この限定保証は、(i)傷やへこみを含む通常の摩耗、(ii)素材や製造上の欠陥により製品に損傷が生じた場合を除き、バッテリーや製造に含まれる消耗部品、(iii)お客様がÓura製品に添付された説明書または当社のウェブサイトで入手可能な説明書に従って製品をインストールしなかったことに起因する損傷、(iv)液体、洪水、火災、燃焼、物理的損傷、(v)Óuraの承認を受けていない人が行ったサービス、または製品の改ざんや変更に起因する損傷、(vi)Óuraのモバイルアプリまたは製品のアプリケーションやソフトウェアで使用したこと起因する損傷には適用されません。

Óura社は、独自の判断により、リングの修理または交換、あるいは全額返金を行ふ独自の権利を有します。この場合、お客様は保証を中止します。保証期間中の修理や長い方は、90日または当社の1年間の保証期間の残り期間のいずれか長い方の新しい保証が適用されます。

責任の制限

いなる場合においても、OURA、その子会社、その関連会社、役員、取締役、従業員、代表者、代理人、ライセンス契約者は、本サービス、本サービスに関連するコンテンツ、その他のソフト、または本サービスを透過して取得したサービスまたはアイテムの使用、または使用ができないことにより起因、または関連して生じた、人身傷害、苦痛、精神的な苦痛、収益の損失、利益の損失、事業または予期されたい貯蓄の損失、事業機会を失う、事業の中断、使用の損失、営業権の損失、データ損失、不法行為（過失を含む）、契約違反、その他、いなるものがある否かを問わず、たとえ予見可能であったとしても、これらに限定されないものを含む、あらゆる種類のあらゆる法理論に基づき、直接的、間接的、特別、付随的、派生的、懲罰的な損害を含みますが、これらに限定されない損害に対する責任を負いません。これらの除外あるいは制限は、OURAがこのような損害の可能性について知らされたにもかかわらずからず適用されます。

上記の内容は、適用される法律に基づいて除外または制限できない責任に影響を及ぼすものではありません。上記のような、責任を除外または制限できない範囲において、契約、不法行為、またはその他の責任理論に基づきかを問わず、いかなる場合も\$100を超える請求に対してOURAは責任を負わないものとします。

利用規約

お客様には適用されるOURA製品およびサービスのご利用には、ouraring.com/ja/terms-of-use/に掲載されている「利用規約」、およびouraring.com/ja/privacy-policy/に記載されている「プライバシーポリシー」が適用されます。上記の「コンテンツと保証」の免責事項および「責任の制限」は、当社の利用規約に基づくものであり、当社が利用規約を変更した場合にも、これらが変更される場合があります。

知的財産権

OURA、OURA、Öura Health Oyの商標です。OURAのコンテンツ、OURA製品群、OURAの機能およびサービス、その基礎となる技術は米国およびその他の国の著作権、商標、特許、およびその他の法律により保護されています。All rights reserved. (すべての権利を留保します) 製造: OURA Health Oy (OURA)、Elektronikkaitie 10, FI-90500 Oulu、Finland、OURAの知的財産権に関する情報は、ouraring.com/ja/intellectual-property-notice/をご確認ください。

繁體中文

保固免責聲明

我們「提供現狀包含所有瑕疵」和「提供性」提供服務且不提供任何形式的擔保，且OURA及其子公司、附屬公司、高級職員、董事、員工、代表、代理機構、合作夥伴以及授權商，都不曾以明示或暗示的方式對任何擔保和擔保承擔責任，且同樣不對任何所有權、適宜性、適於特定目的、品質滿意度或不得侵權等暗示擔保承擔責任。OURA不保證、不干涉您享受服務、用戶內容、服務包含內容可滿足您的需求、服務不承擔病毒或其他具有可資利用、不中斷服務之營運或當中無錯誤、更正服務中的瑕疵，或是服務中包含的功能和其他行動應用程式或硬體，或在系統內登陸功能。OURA或OURA授權人員提供之諮詢或書面資訊或建議不構成保證。部分授權商不允許其提供用於診斷的法定權利排除暗示的保證或聲明，因此上述聲明不可適用。

OURA向原始的最終使用者保證，自購買日期起(1)年，戒指完全沒有材料和製作方面的瑕疵。若在購買時生效的當地法律要求比(1)年更長的保固期間，則本保固期限長為該法律要求的時間。在保固期間內，OURA應為您免費維修或更換任何無法使用提供之有限限保固的產品零件。本保固不適用於任何修理或維修、替換產品可能為新品或翻修零件，由我們製造、本有限保固不適用於(i)正常磨損和裂紋，包括刮傷和凹陷；(ii)產品中包含的消耗性零件，例如電池，

除非產品損壞是因為材料或製作瑕疵而發生；(iii)因為您無法提供OURA產品隨附網站提供的說明來使用產品而造成的損壞；(iv)意外、水災、火災、誤用或濫用造成的損壞；(v)由未經OURA授權的任何個人執行的服務，或是篡改或改變產品所造成的損壞；或(vi)透過任何行動應用程式以外的任何其他應用程式或軟體使用造成的。

OURA保留獨自裁決維修或更換或提供使用退款的專屬權利。有任何如何違反保證的情況時，這將僅限於您單獨的專屬權利。保證維修和更換有新的保固，期間為九十(90)天或原始(1)年保固的剩餘天數，以時間較長者為準。

責任限制

在任何情況下，根據任何法律理論，對於因為或關於使用、無法使用服務或相關任何內容，或透過服務取得或提供保險或任何服務或物品而產生的任何直接、間接、特殊、附帶性、結果性或懲罰性損害(包括但不限於痛苦、疼痛、疼痛、精神痛苦、收入損失、利益損失、損失業務或利潤損失、喪失業務機會、業務中斷、喪失使用能力、商譽損失、資料損失)，且無論這類損害是否因侵權(包括過失)、違反合約或其他情況導致(即使原因可預見)，OURA及其子公司、附屬公司、高級職員、董事、員工、代表、代理機構、合作夥伴以及授權商都不承擔任何責任。無論OURA是否收過該類損害賠償性的付款，均適用上述排除或限制。

上述內容不影響任何適用法律無法排除或限制的任何責任。在任何上述無法排除或限制責任的情況下，OURA對於任何責任(無論是否約、權或根據任何其他責任理論)的責任限制為\$100。

使用條款

您使用OURA產品和服務時應遵守我們的使用條款(位於ouraring.com/terms-of-use/)和私政策(位於ouraring.com/privacy-policy/)。以上規定的內容和保固免責聲明和責任限制來自我們的使用條款，並且會在我們變更使用條款時隨之變更。

智慧財產權

OURA、OURA和Öura是OURA Health Oy的商標。OURA內容、OURA產品、OURA功能與服務以及授權技術受到美國與其他國家的商標、商標、專利和其他法律的保護。保留一切權利。© OURA Health Oy (OURA) - Elektronikkaitie 10, FI-90500 Oulu、Finland 製造。瀏覽ouraring.com/intellectual-property-notice瞭解OURA的智慧財產權詳細資訊。

한국어

보증 면책 고지

당사에서 고객에게 제공하는 서비스는 “모든 결함을 포함해 있는 그대로”, “기술 여부에 따라” 어떤 형태의 보증도 없이 제공되며 OURA와 그 지사, 계열사, 임원, 이사, 직원, 대표, 대행인, 협력사 및 라이선스 허가자는 명시적이든 묵시적이든 서비스와 관련하여 모든 보증과 조건을 무효화 하도록 법적 권한을 특정 항목에 대한 적절성, 만족스러움, 품질 및 비침해와 관련하여 묵시적 보증을 무효화합니다. OURA는 고객의 자정 물질은 서비스 사용, 콘텐츠 가용성, 서비스에 포함된 기능의 고가 요소 사항에 부응할 것이 아니라, 서비스에 바리스타 및 여타 유해한 구성 요소가 없음을 정, 서비스 품질이 중단되지 않거나, 서비스가 없을 것이라는 점, 서비스가 내재된 결함은 보증되지 않는 점, 서비스 사용 기간이 얼마이며 모바일 앱이나 다른 앱에서 또는 시스템 내에서 작동할 것이라는 점을 보증하지 않습니다. ÖURA/OURA에서 권한을 부여한 대사가 누구든 무효적으로 제공한 것보다 조연으로 보증으로 간주될 것입니다. 사법권과 대법원까지 제기된 모든 소송에 대해 당사는 명시적 또는 묵시적 보증이 없을 것입니다.

일시 언급한 내용과는 별개로, ŌURA에서는 원래 최종 사용자 구매자에게 제품의 소재 및 인두체에 결함이 없음을 구매 날짜로부터 1년간 보증합니다. 다만, 당시 고객의 거주지 법률에 따라 1년 이상의 보증이 필요한 경우, 본 보증은 그러한 법률에서 요구하는 만큼 연장됩니다. Ōura는 보증 기간 동안, 제공한 제한 보증에 해당하는 결함이 있는 제품의 각종 구성품을 무상으로 수리 또는 교체해 드립니다. 관련 운송비는 고객 부담입니다. 교체 제품은 신형일 수도 있고 원래 제품일 수도 있으며, 이는 당사 재량에 따라 결정됩니다. 본 제한 보증은 (i) 고객의 책임 중 일반적인 사용에 따른 마모, (ii) 배터리와 같이 제품에 포함된 소모성 부품(단, 소재나 만들새의 결함에 의해 제품 훼손이 발생한 경우는 예외), (iii) 고객이 Ōura 제품에 동봉된 지침이나 웹사이트에 게재된 지침을 따르지 않아 발생한 피해, (iv) 사고, 홍수, 화재, 오년용으로 인해 발생한 피해, (v) Ōura에서 승인하지 않은 사람이 이행한 서비스 또는 제품의 조립이나 개조로 인해 발생한 피해, (vi) 모바일 앱이 아닌 기타 모든 애플리케이션이나 소프트웨어에서 제품을 사용한 경우에는 적용되지 않습니다.

Ōura에는 자사 단독 재량에 따라 제품을 수리 또는 교체하거나 전체 완제품을 재연할 독점적 권리가 있습니다. 그와 같은 구제책은 본 제한 보증을 위반하는 경우 고객의 유일한 독점적인 구제책입니다. 보증 수리 및 교체에는 새로운 보증이 적용되며, 이는 90일 또는 원래의 1년 보증 중 잔여 기간 중 긴 쪽을 적용합니다.

책임 제한

이유 여하를 불문하고, ŌURA, 그 지회사, 계열사, 임원, 직원, 대표자, 대행인, 협력사 및 라이선스 허가자는 어떤 법적 이론에 따라서는도 고객의 본 서비스 또는 서비스와 관련된 콘텐츠, 본 서비스를 통해 획득한 데이터 사이트 또는 각종 서비스나 물품의 사용 또는 사용 불가능에 인해, 또는 그와 관련해 발생한 각종 피해에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다. 여기에는 각종 지적재산, 특수, 우발적, 결과적, 징벌적 피해를 포함하여 상해, 고통, 정서장애, 수익 손실, 이윤 손실, 비즈니스 또는 예상 외의 손실, 비즈니스 기회 손실, 비즈니스 중단, 사용 손실, 영감도 손실, 데이터 손실 등을 포함하고 이에 국한하지 않습니다. 이는 그러한 피해가 불법 행위(예컨대, 부당, 계약 위반 또는 기타 유사한 일련의 기만한 것)든 아니든 무관하며, 그러한 피해를 예측할 수 있었더라도 마찬가지입니다. 이와 같은 제외 사항 또는 제한은 ŌURA가 그러한 피해가 발생할 가능성을 경고받았는지 아닌지에 관계없이 적용됩니다.

일시 언급한 내용은 관련 법률에 따라 제외 또는 제한할 수 없는 각종 책임에는 아무런 영향을 미치지 않습니다. 위에 명시한 것과 같이 책임은 제외 또는 제한할 수 없는 한도까지, ŌURA는 계약상의 의무도, 불법 행위에 기인한 것이든, 여타 모든 책임 이론에 따른 것이든 어떠한 청구에 대해서도 \$100를 초과하여 책임을 지지 않습니다.

이용약관

고객의 ŌURA 제품 사용과 서비스 이용은 당사 이용약관(ouraring.com/terms-of-use/) 및 개인정보 취급방침(ouraring.com/privacy-policy/)을 따릅니다. 위에 명시한 보증 정책과 자와 책임 제한은 당사 이용약관에 포함되어 있으며, 이용약관이 변경될 경우 해당 내용도 변경될 수 있습니다.

지식재산권

ŌURA, ŌURA 및 Ō는 Ōura Health Oy의 등록상표입니다. Ōura 콘텐트, Ōura 제품, Ōura 기술 및 서비스와 기반 기술은 미국 및 다른 국가의 저작권, 등록상표, 특허 및 기타 법률의 보호를 받습니다. All rights reserved. Ōura Health Oy(Ōura)(주:스:Elektroniikkatie 10, FI-90590 Oulu, Finland)를 위해 제조되었습니다. Ōura 지식재산권 상세 목록은 ouraring.com/intellectual-property-notice에서 확인할 수 있습니다.

Regulatory

EU



Product information

Ring

→ Product type: Wellness ring

→ Model name: OA12

→ Brand: ÕURA

Charger

→ Product type: Charger for Wellness ring

→ Model name: OA12

→ Brand: ÕURA

RF Interface

→ Frequency range 2402-2482MHz

→ Max output power 2.0mW

English

Hereby, Oura Health Oy declares that the radio equipment type OA11 and OA12 are in compliance with Directive 2014/53/ EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: ouraring.com/declaration-of-conformity

Čeština

Tímto Oura Health Oy prohlašuje, že typ rádiového zařízení OA11 a OA12 je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: ouraring.com/declaration-of-conformity

Dansk

Hermed erklærer Oura Health Oy, at radioudstyrstypen OA11 og OA12 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringen fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: ouraring.com/declaration-of-conformity

Deutch

Hiermit erkläre Oura Health Oy dass der Funkanlagentyp OA11 und OA12 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: ouraring.com/declaration-of-conformity

Eesti keel

Käesolevaga deklareerib Oura Health Oy, et raadiosaadmete tüübid OA11 ja OA12 vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli

vastavusdeklaratsiooni taaleik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: ouraring.com/declaration-of-conformity

Ελληνικά

Με το παρόν, η Oura Health Oy δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου OA11 και OA12 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμορφώσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: ouraring.com/declaration-of-conformity

Suomi

Oura Health Oy vakuuttaa, että radiolaitetyypit OA11 ja OA12 ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa ouraring.com/declaration-of-conformity.

Français

Le soussigné, Oura Health Oy déclare que l'équipement radioélectrique du type OA11 et OA12 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: ouraring.com/declaration-of-conformity

Hrvatski

Oura Health Oy ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa OA11 i OA12 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: ouraring.com/declaration-of-conformity

Magyar

Oura Health Oy igazolja, hogy az OA11 és az OA12 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelősegi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: ouraring.com/declaration-of-conformity

Italiano

Il fabbricante, Oura Health Oy dichiara che il tipo di apparecchiatura radio OA11 e OA12 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: ouraring.com/declaration-of-conformity

Lietuvių kalba

Aš, Oura Health Oy, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas OA11 ir OA12 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: ouraring.com/declaration-of-conformity

Latviešu valoda

Ar šo Oura Health Oy deklarē, ka radioiekārtas OA11 un OA12 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: ouraring.com/declaration-of-conformity

Nederlands

Hierbij verklaart Ora Health Oy dat de radioapparatuur van het type OA11 en OA12 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/ EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: ouraring.com/declaration-of-conformity

Norsk

Ora Health Oy erklærer med dette at radioutstyret av type OA11 og OA12 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: ouraring.com/declaration-of-conformity

Polski

Ora Health Oy niniejszym oświadczam, że sprzęt radiowy typu OA11 i OA12 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: ouraring.com/declaration-of-conformity

Português

O(a) abaixo assinado(a) Ora Health Oy declara que o presente tipo de equipamento de rádio OA11 e OA12 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: ouraring.com/declaration-of-conformity

Slovenčina

Ora Health Oy týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu OA11 a OA12 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné ÚV vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: ouraring.com/declaration-of-conformity

Slovensčina

Ora Health Oy potvrdzuje, da sta tipa radijske opreme OA11 in OA12 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: ouraring.com/declaration-of-conformity

Svenska

Härmed försäkras Ora Health Oy att radioutrustningstyperna OA11 och OA12 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: ouraring.com/declaration-of-conformity

Română

Prin prezenta, Ora Health Oy declară că tipurile de echipamente radio OA11 și OA12 sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: ouraring.com/declaration-of-conformity

Español

Por la presente, Ora Health Oy declara que los tipos OA11 y OA12 de equipo radioeléctrico son conformes con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: ouraring.com/declaration-of-conformity

Български

С настоящото Ora Health Oy декларира, че този тип радиосъоръжения OA11 и OA12 са в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: ouraring.com/declaration-of-conformity

2014/53/EU

In order to satisfy the essential requirements of 2014/53/ EU Directive, the product is compliant with the following standards:

RF spectrum use EN 300 328 v2.2.2 and EN 303 417 V1.1.1

EMC	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55011:2016/A:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Health & Safety (RED art. 3.1a)	EN 62368-1:2018 EN 62479:2010 EN 62311:2008
---------------------------------	---------------------------------------------------

The conformity assessment procedure of Directive 2014/53/ EU has been followed with the involvement of the following Notified Body: DEKRA Testing and Certification, S.A.U. Parque Tecnológico de Andalucía C/ Severo Ochoa nº 2 & 6 29590 Campanillas – Málaga SPAIN

This product is compliant with Directive 2012/19/EU. Please dispose of used electrical and electronic equipment (WEEE) according to national laws and regulations with electrical waste. It should not be mixed with general household waste.



Regulatory notices

USA

Cura Health Oy has not approved any changes or modifications to these devices by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

FCC regulatory information

FCC statements are available at the following internet address: curing.com/fcc-compliance-statements. Devices (FCC ID: 2AD7V-OURA2401, FCC ID: 2AD7V-OURA2402) comply with Part 15 and Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) devices must not cause harmful interference, and (2) devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 and Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause regulatory harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF exposure safety

This product is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Canada

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) regulatory information.

Devices (CAN ICES-1 (B)/NMB-1(B), CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B); IC: 20635-OURA2401, IC: 20635-OURA2402) comply with the Interference-Causing Equipment Standards and Innovation, Science and Economic Development Canada's license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1. Devices may not cause interference; and

2. Devices must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis de conformité à la réglementation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Les présents appareils (IC: 20635-OURA2401, IC: 20635-OURA2402) sont conformes aux CNR d'Innovation, Science et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) Les appareils ne doivent pas produire de brouillage; (2) L'utilisateur des appareils doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

RF exposure safety

This product is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the ISDE.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Ce produit est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie radiofréquence (RF) établie par l'ISDE.

L'émetteur ne doit pas être colocalisé ni fonctionner conjointement avec à autre antenne ou autre émetteur

CAN ICES-1 (B)/NMB-1(B), CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-001 and ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme Canadienne ICES-001 and ICES-003.

TDRA

ER36960/24
United Arab Emirates



TDRA

ER36961/24
United Arab Emirates





Oman-TRA

1090029

TRA/TA-R/19595/2024



Oman-TRA

1090029

TRA/TA-R/19596/2024



023-230021



R-NZ



Oura Ring 4 Booklet
JZ50-54756/01